




ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران



جزوه دوره کارآموزی
میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان



شماره مدرک : ۶۲۲/۳۸/ج

تاریخ تصویب : ۱۳۹۸

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

این جزوه آموزشی صرفاً برای اهداف آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شده است و تکثیر و انتشار آن بدون اجازه سازمان ملی استاندارد ایران غیر مجاز می باشد

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

۱- International Organization for Standardization

۲- International Electrotechnical Commission

۳- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

۴-Contact point

۵- Codex Alimentarius Commission

پیشگفتار

یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، آموزش های اصولی و مدون در زمینه محصولات (کالا / خدمات) مشمول استاندارد اجباری از طریق برگزاری دوره های آموزشی می باشد. بخشی از این آموزش ها شامل کارآموزی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه های همکار سازمان می باشد که برگزاری این دوره ها از طریق استان ها، آزمایشگاه های همکار و پژوهشگاه استاندارد انجام می شود. برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در نحوه برگزاری این دوره ها در مراکز مختلف به منظور ارتقاء کیفیت آموزش مخاطبین مورد نظر، دفتر آموزش و ترویج استاندارد با همکاری پژوهشگاه استاندارد، در راستای استاندارد سازی فرآیند کارآموزی، اقدام به تدوین برنامه مدونی برای انجام فرآیند کارآموزی در زمینه محصولات مشمول استاندارد اجباری نموده است.

در این راستا، جزوه حاضر جهت یک پارچه نمودن فرآیند کارآموزی و به منظور یکسان سازی محتوای آموزشی دوره های کارآموزی در کل کشور تهیه و در اختیار کارآموزان قرار داده شده است.

از مدرسین گرامی و فراگیران محترم تقاضا می گردد، در صورت وجود نقطه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی مربوطه با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۹ تماس حاصل نموده و یا از طریق پست الکترونیکی isiri.amozesh.qc@gmail.com و آدرس تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ اقدام فرمایید. از بذل عنایتی که می فرمایید سپاسگزاریم.

محتوای دوره کارآموزی

عنوان دوره کارآموزی:

میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان

گروه مخاطب:

کارشناسان ادارات کل استاندارد استان‌ها، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار

هدف از برگزاری دوره کارآموزی:

هدف از برگزاری این دوره کارآموزی آشنایی با آزمون‌های میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان بر اساس استانداردهای ۱۸۱۰-۲۹۴۶ می‌باشد و موارد زیر را در برمی‌گیرد:

- ۱- اطلاع رسانی روش‌های بهینه و جدید آزمایشگاهی
- ۲- یکسان سازی رویه آزمایشگاه میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان
- ۳- اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه‌ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه‌ها
- ۴- ارتقا سطح آگاهی و ایجاد مهارت در زمینه انجام آزمون‌های میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان
- ۵- آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی بر اساس استاندارد ملی ایران ۹۸۹۹

فهرست استانداردهای ضروری جهت دوره کارآموزی:

توانایی‌های آموزشی کارآموزان پس از طی دوره:

- روش تهیه و سترون‌سازی محیط کشت‌های مورد نیاز
- روش آماده‌سازی و سترون‌سازی وسایل مورد نیاز
- روش آلودگی‌زدایی مواد مصرفی و وسایل
- نحوه استفاده صحیح از تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه
- روش بکارگیری از استانداردهای مرتبط
- روش اجرای آزمون طبق استاندارد
- شناسایی و تعیین هویت باکتری‌ها
- چگونگی گزارش نتیجه آزمون

پیش نیاز:

ندارد

رئوس مطالب آموزشی :

| منبع / استانداردها | اجراکننده | | مدت آموزش (ساعت) | | محتوای آموزشی | رئوس مطالب | ردیف |
|---|-----------|------|---------------------|-------|--|--|------|
| | کارآموز | مدرس | عملی | تئوری | | | |
| جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران ۹۸۹۹ | | * | | ۱ | آشنایی با وسایل مورد نیاز آشنایی با اصول آزمایشگاهی آشنایی با قسمت های مختلف آزمایشگاه میکروبیولوژی | آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی | ۱ |
| جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران ۹۸۹۹ | * | * | ۰/۵ | ۰/۵ | روش تهیه محیط کشت مرتبط با خوراک دام و سترون کردن محیطها | آشنایی با روش تهیه محیط کشت های مورد نیاز و روش سترون سازی | ۲ |
| استاندارد ملی ایران ۹۸۹۹ | * | * | ۰/۵ | ۰/۵ | روش آماده سازی وسایل مورد نیاز و سترون سازی وسایل | آماده سازی وسایل مورد نیاز و روش سترون سازی وسایل | ۳ |
| جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۲۹۴۶-۱۸۱۰ | | * | | ۰/۵ | هدف و دامنه کاربرد، مواد و دستگاه های مورد نیاز جهت انجام آزمون | آشنایی با استاندارد روش آزمون | ۴ |
| جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۲۹۴۶-۱۸۱۰ | | | | ۱ | آشنایی با باکتریهای احتمالی موجود در خوراک دام | آشنایی با شاخص های میکروبی و حدود مجاز آنها در گوشت و فرآورده های آن | ۵ |
| جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران ۸۹۲۳-۱ | * | * | ۰/۵ | ۰/۵ | نمونه برداری از آزمايه، توزین نمونه و تهیه سوسپانسیون اولیه و سایر رقتها با استفاده از رقیق کننده مناسب | روش آماده سازی نمونه در آزمایشگاه | ۶ |
| جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۲۹۴۶-۱۸۱۰ | * | * | ۱ | ۱ | استفاده از سوسپانسیون اولیه و یا رقت های مورد نیاز در پلیت، برای شمارش استفاده از سوسپانسیون اولیه و یا رقت های مورد نیاز در لوله های حاوی محیط کشت مناسب برای جستجو | روش شمارش و جستجوی باکتریها | ۷ |

| منبع / استانداردها | اجراکننده | | مدت آموزش (ساعت) | | محتوای آموزشی | رئوس مطالب | ردیف |
|---|-----------|------|---------------------|-------|---|--|------|
| | کارآموز | مدرس | عملی | تئوری | | | |
| جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۲۹۴۶-۱۸۱۰ | | * | | ۰/۵ | گرمخانه‌گذاری در دما و زمان مناسب بر حسب باکتری‌های مورد نظر | گرمخانه‌گذاری | ۸ |
| جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۲۹۴۶-۱۸۱۰ | * | * | ۱ | ۱ | - بررسی و نحوه شمارش و محاسبه کلنی‌ها پس از گرمخانه‌گذاری - تعیین وجود یا عدم وجود باکتری‌ها - انجام آزمون‌های بیوشیمیایی مناسب جهت تایید | تشخیص، شمارش کلنی‌ها و آزمون تاییدی | ۹ |
| جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۲۹۴۶-۱۸۱۰ | * | * | ۱ | ۱ | نحوه گزارش نتایج بررسی شده | ارائه گزارش آزمون | ۱۰ |
| مدت دوره: دو روز | | | | | | | |

سایر استانداردها و منابع:

نحوه برگزاری آزمون:

| | |
|-------|------|
| تئوری | عملی |
| * | * |

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان

تهیه کننده :

رامتین احمدی

گروه پژوهشی / آزمایشگاه:

میکروبیولوژی / آزمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان

به سفارش دفتر آموزش و ترویج استاندارد

منابع و مآخذ:

- ۱- یگانه، مهرداد. استاندارد و استاندارد کردن، چاپ اول، موسسه دانش پارسیان، ۱۳۸۹
- ۲- استاندارد ملی ایران ۱-۸۹۲۳: میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -آماده سازی آزمایشه- سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمونهای میکروبیولوژی- قسمت اول -مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری
- ۳- استاندارد ملی ایران ۳۲۰۷: ویژگیهای بهداشتی و میکروبیولوژیکی مواد اولیه خوراک طیور و دان آماده
- ۴- استاندارد ملی ایران ۶۰۵: خوراک طیور- ویژگیها و روشهای آزمون
- ۵- استاندارد ملی ایران ۲۵۹۵: خوراک طیور -کنسانتره -ویژگیها
- ۶- استاندارد ملی ایران ۳۷۷۴: خوراک دام، طیور و آبزیان -کنسانتره خوراک دام- ویژگیها
- ۷- استاندارد ملی ایران ۲۳۸۷: خوراک طیور-مکمل های ویتامینی و معدنی-ویژگیها
- ۸- استاندارد ملی ایران ۱۳۵۷۸: خوراک دام - مکمل ویتامینی و معدنی - ویژگیها- روش های آزمون
- ۹- استاندارد ملی ایران ۷۲۲: پودر ماهی -ویژگی ها و روش های آزمون
- ۱۰- استاندارد ملی ایران ۶۸۴۹: تفاله مرکبات مورد مصرف خوراک دام و طیور- ویژگیها و روش های آزمون
- ۱۱- استاندارد ملی ایران ۲۹۴۶: میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جستجو و شمارش اشریشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی
- ۱۲- استاندارد ملی ایران ۱۸۱۰: میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جستجوی سالمونلا در مواد غذایی

- ۱۳- استاندارد ملی ایران ۳-۱۰۸۹۹: میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها-قسمت دوم-روش شمارش کلنی در فرآورده های با فعالیت آبی مساوی یا کمتر از ۰/۶۰
- ۱۴- استاندارد ملی ایران ۱-۶۸۰۶: میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش شناسایی و شمارش استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت در مواد غذایی

۱۵. Veterinary Microbiology and Microbial Disease by: P. J. Quinn B. K. Markey
Translated by: Dr. T. Zahraei Salehi Dr. J. Shayegh

فهرست

| صفحه | عنوان |
|------|--|
| ب | آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران |
| ج | پیشگفتار |
| د | محتوای دوره کارآموزی |
| ی | مقدمه |
| ۱ | ۱- هدف |
| ۱ | ۲- استانداردهای ملی ایران |
| ۲ | ۳- اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی |
| ۲۸ | ۴- نمونه برداری |
| ۲۸ | ۵- میکروارگانیسم هایی که درخوراک دام، طیور و آبزیان بر طبق استاندارد ملی ایران جستجو و شناسایی می شوند |
| ۲۸ | ۶- خصوصیات میکروارگانیسم ها: |
| ۳۰ | ۷- روش های آزمون میکروبیولوژی درخوراک دام، طیور و آبزیان |
| ۳۳ | ۸- اصطلاحات و تعاریف |
| ۳۳ | ۹- محیط های کشت و رقیق کننده ها |
| ۳۸ | ۱۰- روش اجرای آزمون |
| ۴۱ | ۱۱- اصول آزمون |
| ۴۹ | ۱۲- بیان نتایج |
| ۵۱ | پیوست الف- انواع استاندارد |
| ۵۲ | پیوست ب- مفاهیم مورد استفاده در کنترل کیفیت |
| ۵۳ | پیوست پ- اطلاعاتی |
| ۵۷ | پیوست ت- نقابص بحرانی، عمده و جزئی آزمون های میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان |

کنترل کیفی خوراک دام و طیور جهت پیشگیری از بیماری‌ها

یکی از اصول مهم در جهت کنترل بیماری‌ها، بهداشت و کنترل آلودگی های خوراک انسان و دام می‌باشد. اقلام ورودی به مزارع پرورش دام و طیور می‌توانند به صورت مستقیم در حیوان ایجاد بیماری نمایند و یا باعث ایجاد زمینه مناسب برای بروز بیماری های دیگر در حیوان گردند. همچنین می‌تواند با ایجاد آلودگی در چرخه تولید غذای انسان باعث ایجاد بیماری در انسان گردند.

به طور خلاصه جهت تولید غذای سالم برای انسان باید عوامل بیماری زا از ابتدای چرخه تولید غذا یعنی از خوراک دام و طیور کنترل کرد.

کارخانه های خوراک دام از مقادیر زیادی از پروتئین های گیاهی و حیوانی استفاده می‌کنند. ترکیبات مواد غذایی بطور معمول با باکتری سالمونلا الوده است که اغلب این آلودگی در مواد تولید شده در ضایعات حیوانی مانند پودر گوشت و پودر ماهی مشاهده می‌گردد و با حذف منابع پروتئین حیوانی به نظر می‌رسد می‌توان آلودگی میکروبی جیره را کاهش داد. اما چندین مشکل با حذف این مواد به وجود می‌آید:

الف- حذف منابع پروتئینی حیوانی از غذای دام باعث افزایش قیمت تمام شده جیره می‌گردد.

ب- استفاده از ضایعات حیوانی باعث کاهش آلودگی محیط زیست می‌گردد.

ج- منابع گیاهی نیز حاوی آلودگی های باکتریایی هستند.

مطالعات نشان داده که آلودگی های باکتریایی ابتدا از غذا به گله مادر انتقال پیدا کرده و سپس از گله مادر از طریق تخم به جوجه ها انتقال می‌یابد.

آلودگی های قارچی

غلات کپک زده حاوی متابولیت های قارچی هستند که مایکوتوکسین نامیده می‌شوند. وجود مایکوتوکسین در جیره غذایی باعث بیماری و یا مرگ در حیوانات می‌گردد. این مواد شامل آفلاتوکسین، اکراتوکسین، زرانون، فومونیزین است. هر کدام از این مایکوتوکسین ها توسط یک یا چند نوع قارچ تولید می‌گردد و رشد آنها بیشتر در شرایط گرم و مرطوب صورت می‌گیرد. مایکوتوکسین ها باعث خسارت زیادی به غلات می‌شوند.

علائم کلینیکی ناشی از سموم مایکوتوکسین ها شامل: کارکرد نادرست کبد، ناهنجاری های خونریزی، اسهال، استفراغ و در نهایت مرگ حیوان می‌باشد.

آلودگی در خط تولید

یکی از مشکلات اساسی کارخانجات تولید خوراک است. شستشوی نادرست سطوح آلوده، محیط مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم می‌کند. با ادامه رشد باکتری ها روی تجهیزات و قطعات مختلف، آلودگی به محصول نیز انتقال یافته و مدت نگهداری محصول کاهش می‌یابد.

از مهم ترین راهکارهای کنترل آلودگی، کاهش میزان رطوبت و طراحی مناسب قطعات و تجهیزات دستگاه می باشد. اما غالباً به دلیل عدم کنترل رطوبت و پاکسازی نامناسب بخش‌های مختلف، شرایط برای رشد باکتری‌ها مهیا می‌گردد. بنابراین پاکسازی و ضدعفونی موثر خطوط تولید در کارخانه دو امر مهم و اساسی در تولید خوراک می‌باشد.

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان

۱ هدف

هدف از تدوین این جزوه آموزشی آشنایی با روش‌های آزمون میکروبیولوژی خوراک دام و طیور، مطابق با استانداردهای ملی ایران می‌باشد.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود کارآموزان این دوره با الزامات آزمایشگاه میکروبیولوژی و نیز استاندارد های ملی ایران به شماره های ۸۹۲۳/۱-۳۲۰۷-۶۰۵-۲۵۹۵-۳۷۷۴-۲۳۸۷-۱۳۵۷۸ آشنایی داشته باشند.

یادآوری ۲- به منظور رعایت نکات ایمنی و سلامت کارکنان آزمایشگاه، توصیه می‌شود آزمون‌ها توسط افراد با تجربه، متخصص و آموزش دیده در خصوص روش‌های میکروبیولوژیکی انجام شود و داشتن مهارت‌های حرفه‌ای میکروبیولوژی در سطح مقدماتی الزامی است.

۲ استانداردهای ملی ایران

استانداردهای ملی ایران در ارتباط با آزمون میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان، به شرح زیر می‌باشند:

جدول ۱- لیست استانداردهای میکروبیولوژی خوراک دام و طیور

| ردیف | عنوان استاندارد | شماره استاندارد |
|------|--|-----------------|
| ۱ | میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -آماده سازی آزمایش-سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمونهای میکروبیولوژی-قسمت اول -مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری | ۸۹۲۳-۱ |
| ۲ | میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جستجو و شمارش اشريشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی | ۲۹۴۶ |
| ۳ | میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جستجوی سالمونلا در مواد غذایی | ۱۸۱۰ |
| ۴ | میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها-قسمت سوم روش شمارش کلنی در فرآورده های با فعالیت آبی مساوی یا کمتر از ۰/۶۰ | ۱۰۸۹۹-۳ |
| ۵ | میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش شناسایی و شمارش استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت در مواد غذایی | ۶۸۰۶-۱ |
| ۶ | ویژگیهای بهداشتی و میکروبیولوژیکی مواد اولیه خوراک طیور و دان آماده | ۳۲۰۷ |
| ۷ | خوراک طیور- ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۰۵ |
| ۸ | خوراک طیور -کنسانتره -ویژگیها | ۲۵۹۵ |
| ۹ | خوراک دام، طیور و آبزیان -کنسانتره خوراک دام- ویژگیها | ۳۷۷۴ |

| ردیف | عنوان استاندارد | شماره استاندارد |
|------|---|-----------------|
| ۱۰ | خوراک طیور-مکمل های ویتامینی و معدنی-ویژگیها | ۲۳۸۷ |
| ۱۱ | خوراک طیور-ذرت دامی -ویژگیها | ۱۴۴۵ |
| ۱۲ | خوراک دام - مکمل ویتامینی و معدنی - ویژگی ها- روش های آزمون | ۱۳۵۷۸ |
| ۱۳ | پودر ماهی -ویژگی ها و روش های آزمون | ۷۲۲ |
| ۱۴ | تفاله مرکبات مورد مصرف خوراک دام و طیور -ویژگی ها و روش های آزمون | ۶۸۴۹ |

۳ اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی

با ورود به آزمایشگاه میکروبیولوژی و آغاز کار در این محیط لازم است یکسری اصول اولیه مورد توجه قرار گیرد. بخشی از این اصول و قواعد مربوط به ایمنی فرد آزمایش کننده بوده و برخی نیز به ایمنی محیط و ابزار آزمایشگاه مربوط می باشد.

۳-۱ فضای آزمایشگاه

آزمایشگاه باید دارای سه محل جداگانه برای نمونه‌ها، آزمون و فضای عمومی باشد .

۳-۱-۱ فضای مربوط به نمونه و آزمون

باتوجه به شرایط خوب آزمایشگاهی داشتن فضاهای جداگانه برای بخشهای زیر لازم است:

- ✓ دریافت و انبارش نمونه‌ها
- ✓ آماده‌سازی نمونه‌ها به خصوص برای مواد خام (مانند فرآورده‌های پودری حاوی تعداد زیاد میکروارگانیسم‌ها)
- ✓ آزمون نمونه ها (ازسوسپانسیون اولیه) شامل گرمخانه‌گذاری میکروارگانیسم ها
- ✓ آزمون میکروارگانیسمهای بیماریزای احتمالی
- ✓ نگهداری سویه مرجع و سایر سویه‌ها
- ✓ آماده‌سازی و سترون‌سازی محیط‌های کشت و وسایل
- ✓ انبارش محیط‌های کشت و واکنشگرها
- ✓ آزمون سترونی موادغذایی
- ✓ آلودگی زدایی
- ✓ شستشو و تمیزکردن وسایل شیشه‌ای و سایر تجهیزات
- ✓ انبارش مواد شیمیایی مخاطره آمیز، ترجیحاً نگهداری در کابینت‌ها، قفسه‌ها، اتاقها

۳-۱-۲ فضای عمومی

فضاهای جداگانه برای موارد زیر توصیه می‌شود:

- ✓ ورودی، راهرو، راه پله و آسانسور
- ✓ فضای اداری (مانند دبیرخانه، دفتر کار و اتاق مستندسازی)
- ✓ رختکن و سرویسهای بهداشتی
- ✓ اتاق بایگانی
- ✓ انبار
- ✓ اتاق استراحت

۳-۲ بهداشت کارکنان

به منظور پیشگیری از آلودگی نمونه‌ها، محیط‌های کشت و خطر عفونت کارکنان اقدامات بهداشتی زیر باید انجام شود:

- ✓ استفاده از لباس و کفش مخصوص در محیط آزمایشگاه
- ✓ ناخن‌ها را تمیز و ترجیحاً کوتاه نگهداشتن
- ✓ هنگام کار در آزمایشگاه از صحبت کردن خودداری شود
- ✓ از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه خودداری شود
- ✓ کشیدن پیپت با دهان ممنوع می‌باشد

۳-۳ وسایل و تجهیزات

توصیه می‌شود مطابق با شرایط خوب آزمایشگاهی، کلیه وسایل و تجهیزات تمیز و درمحل مناسب نگهداری شوند. پیش از استفاده بهتر است وسایل از نظر داشتن شرایط لازم برای کار تصدیق شود و در صورت لزوم در طی استفاده، عملکرد آن پایش شود. از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ و همچنین وسایل زیر استفاده شود:

جدول ۲- لیست تجهیزات مورد نیاز

| ردیف | نام تجهیزات |
|------|-------------------------------|
| ۱ | انواع ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی |
| ۲ | اتوکلاو |
| ۳ | انکوباتور |
| ۴ | بن ماری |
| ۵ | ترازو |
| ۶ | شمارش گر کلنی |
| ۷ | فور |
| ۸ | همگن کننده، خردکن و مخلوط کن |
| ۹ | میکروسکوپ |
| ۱۰ | pH متر |

وسایل شیشه‌ای

شامل انواع پی‌پت، ارلن، ظروف شیشه‌ای در پیچ‌دار، انواع لوله آزمایش، پتری‌دیش و غیره می‌باشد.



شکل ۱ - وسایل شیشه‌ای

فور^۱ یا آون

آون اتاکنی است که قابلیت تثبیت دمای 160°C تا 180°C را برای از بین بردن میکروارگانیسم‌ها به وسیلهٔ حرارت خشک دارد وقتی شرایط دمایی برقرار شد، روند سترون سازی باید برای حداقل یک ساعت در دمای $170^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ یا ترکیب معادلی از دما / زمان ادامه یابد. آون فقط برای سترون‌سازی تجهیزات مقاوم به حرارت خشک مانند وسایل فلزی و شیشه‌ای استفاده می‌شود. از آون برای سترون‌سازی وسایل لاستیکی و

۱ - Aven

پلاستیکی استفاده نشود. پیش از سترون‌سازی، همه وسایل فلزی و شیشه‌ای را تمیز کنید و در آون قرار دهید. پس از سترون‌سازی، به منظور پیشگیری از شکستن وسایل شیشه‌ای بهتر است پیش از خارج کردن از آون، آن‌ها را خنک کنید.



شکل ۲- فور یا آون

اتوکلاو

اتوکلاو برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب کار برد دارد. این دستگاه قادر است بخار آب اشباع شده را با حرارت 121°C ایجاد نماید که این درجه حرارت در شرایط بخار ایجاد شده می‌تواند موجب تخریب ساختمان میکروب‌ها و هاگ آنها شده و تقریباً باعث نابودی تمام میکروارگانیسم‌های شناخته شده شود. زمان لازم برای اتوکلاو کردن معمولاً ۱۵ دقیقه می‌باشد.



شکل ۳- اتوکلاو

انکوباتور (اتو)

انکوباتور شامل اتاقک عایق بندی شده با قابلیت نگهداری دمای ثابت و توزیعی یکنواخت دما با حداکثر خطای مجاز در مقدار نوسانات دمایی تعیین شده در روش آزمون است. دستگاهی است که درجه حرارت مناسب رشد، تکثیر و تشکیل کلنی را فراهم می‌کند. در انواع

انکوباتورهای آزمایشگاهی (معمولی، شیکردار، یخچالدار، CO₂ دار) در آزمایشگاه‌های میکرو بیولوژی و بیولوژی سلولی کاربرد اساسی دارد.



شکل ۴- انواع انکوباتور

میکروسکوپ^۱

میکروسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه زیست شناسی است. از دو واژه یونانی میکرو به معنی کوچک و سکوپ، به معنی دیدن، گرفته شده است. اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپ ها بر اساس عبور نور با طول موج‌های متفاوت از چندین عدسی محدب می- باشد که هرچقدر طول موج نور به کار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاه‌تر باشد قدرت تفکیک و یا جداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است. انواع مختلفی از میکروسکوپ ها شامل: استریو میکروسکوپ^۲، میکروسکوپ اینورت^۳، میکروسکوپ فلورسنت^۴، میکروسکوپ دوچشمی^۵ می‌باشد.

۱ - Microscopes

- ۲ - دارای بزرگنمایی ۵۰ برابر و قابلیت نصب دوربین می‌باشد و در بررسی اجزا و موجوداتی که دارای بعد و حجم می‌باشند.
- ۳ - این دستگاه دارای قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکاسی و فیلمبرداری می‌باشد و در بررسی نحوه حرکت، تولید مثل، شناسایی، شمارش زئو و فیتو پلانکتون‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌گردد.
- ۴ - جهت بررسی و مشاهده اجزا و اندامک هایی از سلول و میکروارگانیسم‌هایی که با رنگ فلورسنت رنگ آمیزی شده باشند، استفاده می‌گردد. این دستگاه دارای قابلیت عکس برداری از نمونه ها و ثبت اطلاعات نیز می‌باشد.
- ۵ - این دستگاه میکروسکوپ دوچشمی نوری است دارای عدسی های ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۱۰۰ و قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکسبرداری می باشد که برای مشاهده معمولی و نمونه هایی که رنگ آمیزی نشده اند مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۵- میکروسکوپ نوری

حمام مایع^۱ (بن ماری^۲) بادمای ثابت

این وسیله به منظور انجام تست‌های سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست‌های دارویی و انجام مراحل انکوباسیون صنعتی، به منظور تثبیت دمای مشخص استفاده این دستگاه دارای یک مخزن آب می‌باشد که ممکن است بر روی مخزن فوق درپوشی تعبیه شده باشد. معمولاً در پوش‌ها زاویه‌دار و حدود ۳۰ درجه بوده (برای اینکه بخارات به داخل لوله‌هایی که در دستگاه قرار می‌گیرد نریزد). حرارت آب دستگاه بوسیله یک ترموستات قابل تنظیم است. نوع جوش این دستگاه درجه حرارتی تا حدود ۱۰۰ درجه را دارا بوده قابل تنظیم در دماهای مختلف می‌باشد. بهتر است که برای جلوگیری از رسوب املاح بر روی المنت از آب مقطر اگر چه در تعداد معدودی از آن‌ها از روغن نیز استفاده می‌شود.

کاربرد اصلی این دستگاه در آزمایشگاه میکروبیولوژی به شرح زیر است:

الف- گرمخانه‌گذاری محیط کشت تلقیح شده در یک دمای ثابت؛

ب- نگهداری محیط کشت جامد سترون ذوب شده در طی آماده سازی محیط کشت؛

پ- تعدیل دمای محیط کشت جامد ذوب شده سترون برای استفاده در روش‌های خاص؛

ت- آماده‌سازی سوسپانسیون‌های اولیه یا محلول‌ها در یک دمای کنترل شده؛

ب- فرآیند حرارتی سوسپانسیون‌های اولیه در یک دمای کنترل شده (مانند پاستوریزاسیون)؛

ت- به منظور گرم کردن معرف‌ها و ذوب کردن نمونه‌ها نیز استفاده می‌شود.



شکل ۶- انواع حمام مایع با دمای ثابت

۱ - Water bath

۲ - Bain marie



شکل ۷- شمارش گر

pH متر

pH متر برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل در یک دمای معین بین الکتروود سنجش و الکتروود مرجع یا قرار دادن هر دو الکتروود داخل فرآورده به کار می‌رود. قابلیت اندازه‌گیری باید با دقت ۰/۰۵ واحد pH باشد.



شکل ۸- pH متر

همگن کننده، خردکن و مخلوط کن

این تجهیزات برای آماده‌سازی سوسپانسیون اولیه از فرآورده‌های مورد آزمون استفاده می‌شود. وسایلی که ممکن است به کار رود عبارت است از:

- مخلوط کن ضربه‌ای (استومیکر) با کیسه‌های سترون و در صورت امکان مجهز به وسیله‌ی تنظیم‌کننده‌ی سرعت و زمان
- مخلوط کن چرخشی
- مخلوط کن ارتعاشی
- سایر سیستم‌های مخلوط کردن با کارایی مشابه



شکل ۹- همگن‌کننده، خردکن و مخلوط‌کن

ترازو

وسيله‌ای برای توزین با دقت‌های ۰/۱ و ۰/۰۱ و ۰/۰۰۱ و ۰/۰۰۰۱ در آزمایشگاه می‌باشد. ترازوهای با دقت بالا به علت ظرفیت و حساسیت باید از جریان هوا دور نگه داشته شده و در یک جای مسطح و محکم قرار داده شوند و جای آن حتماً باید تراز باشد.



شکل ۱۰- ترازو

۳-۴ استریلیزاسیون

استریلیزاسیون یا سترون‌سازی به معنای از بین بردن تمامی اشکال زنده در یا روی یک محیط آماده است. این اشکال مختلف شامل سلولهای زنده باکتریها و اسپور قارچها و... می‌باشد. روشهای رایج سترون کردن عبارتند از:

✓ **روش حرارتی** : در آزمایشگاه میکروبیولوژی برای استریلیزاسیون محیط‌های کشت و وسایل مورد نیاز روش حرارتی به دو صورت خشک (با استفاده از فور) و مرطوب (با استفاده از اتوکلاو) از تاثیر گرما و فشار بخار آب برای کشتن میکروارگانیسم‌ها استفاده

می‌شود. برای تشخیص بین مواد سترون شده و سترون نشده می‌توان از نشانگرهای سترون‌سازی استفاده کرد. نشانگرهای بیولوژیک در انواع مختلف نواری، ویال یا آمپول کوچک موجود است. عملکرد سترون‌سازی را با استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و اندیکاتورهای بیولوژیک ارزیابی نمود. در پایش بیولوژیک، از اسپورهای باسیلوس سوبتیلیس^۱ و ژئوباسیلوس استناروترموفیلوس^۲ استفاده می‌شود.

✓ **روش شیمیایی** : به وسیله مواد ضد عفونی کننده مانند آب اکسیژنه و انجام واکنش‌های شیمیایی (مانند: رادیکال‌های آزاد) برای سترون کردن استفاده می‌شود.

✓ **روش پرتودهی** : به وسیله تابش پرتوهای ایکس و گاما نیز می‌توان برای سترون کردن مواد بیولوژیک، داروها، لوازم پزشکی یک‌بار مصرف استفاده کرد.

✓ **روش فیلتراسیون** : برای مایعات استفاده شده و شامل عبور دادن مایع از فیلترهای مخصوص می‌باشد.

۳-۵ آب

برای آماده‌سازی محیط‌های کشت، فقط از آب خالص^۳ یعنی آب مقطر^۴، آب بدون املاح^۵، آب یون زدایی شده^۶ یا تولید شده با استفاده از اسمز معکوس^۷ یا کیفیتی معادل استفاده می‌شود که عاری از موادی مانند مهارکننده یا عامل موثر رشد میکروارگانیسم‌ها در شرایط آزمون، برای مثال اثر کلراید، اثر آمونیاک و اثر یون‌های فلزات می‌باشد. آب خالص باید در ظروفی که بطور محکم بسته شده نگهداری شود و از مواد بی اثر (شیشه خنثی، پلی اتیلن و غیره) که عاری از تمام مواد مهارکننده است ساخته شده باشد. همچنین توصیه می‌شود آب تولید شده هر چه زودتر استفاده شود.



شکل ۱۱- دستگاه دیونایزر

۱-Bacillus subtilis

۲-Bacillus. Stearothermophilus

۳-Purified water

۴- Distilled

۵ -Demineralized

۶- Deionized

۷- Reverse osmosis

۳-۶ محیط کشت

کشت و تکثیر باکتریها در محیط های مصنوعی از مهمترین روشهای تشخیصی در باکتری شناسی است. برای کشت موفق باید شرایط مناسب برای رشد باکتری فراهم گردد. از جمله این شرایط مواد غذایی، حرارت، رطوبت کافی، نمک، pH مناسب، حضور یا عدم حضور اکسیژن می باشد. از آنجا که میکروب یک موجود تک سلولی بوده، قادر است کلیه اعمال حیاتی خود را مستقلاً انجام دهد بدون آنکه نیاز به سلول دیگری داشته باشد. این اصل بیانگر آن است که میکروبها هم احتیاج به غذا و آب و مواد آلی و معدنی دارند. محیطی مغذی که حاوی کلیه احتیاجات یک میکروب اعم از مواد غذایی و عناصر و غیره باشد که موجب رشد آن میکروب شود را اصطلاحاً محیط کشت می گویند. بیشتر محیط های کشت که در پلیت مصرف می شوند، محیطهای کشت عمومی هستند که اساساً برای تهیه مواد غذایی لازم جهت رشد باکتری ساخته شده‌اند. بعضی مواقع این محیطهای کشت عمومی را با اضافه کردن اجزای مغذی که موجب افزایش سریع رشد ارگانیس‌های سخت رشد می شوند، غنی می‌کنند. ماهیت این مواد مغذی چنان است که نمی توان آنها را همراه با محیط اصلی سترون کرد، بلکه باید بعد از اتوکلاو شدن محیط بطور سترون این مواد اضافه شوند. نمونه هایی از این مواد مغذی عبارتند از: شیر بی چربی، خون گوسفند، زرده تخم مرغ و ...

۳-۶-۱ محیطهای متداول در کشت میکروبی

برای مطالعه میکروارگانیس‌ها باید بطریقی آنها را بر روی محیطهای کشت مناسب از نظر شرایط فیزیکی و شیمیایی کشت داد. مطالعه زیاد درباره‌ی میکروارگانیس‌ها و نحوه زندگی آنها باعث شده که تاکنون انواع زیادی از محیطهای کشت با ترکیبات متفاوت به طور مصنوعی برای استفاده در آزمایشگاههای میکروبیولوژی تهیه شود. هرچند انواع این محیطهای کشت زیاد می باشند، در مواردی برای کشت نوع بخصوصی از یک میکروارگانیس‌م باید از یک نوع محیط کشت بخصوص با ترکیبات مشخص استفاده شود. بطور کلی محیط های کشت باید دارای مشخصات معینی باشند و هنگام تهیه و استفاده از محیطهای کشت باید به نکات زیر توجه شود:


- ✓ تمام محیط کشتهای باید واجد مواد غذایی ضروری برای رشد میکروبها باشند.
- ✓ pH محیط کشت باید در حد معین قبل از استفاده برای کشت تنظیم شود.
- ✓ ظروف مورد استفاده برای تهیه محیط کشتهای باید کاملاً تمیز و عاری از مواد خارجی باشند.
- ✓ آب مقطر مورد استفاده باید بطریقه صحیح تهیه شود.
- ✓ درجه حرارتی که برای استریل کردن محیط کشت مصرف می شود باید نسبت به نوع مواد غذایی مربوط در محیط کشت در نظر گرفته شود. درجات بالا باعث از بین رفتن برخی از مواد شیمیایی موجود در محیط کشت می شوند.

محیطهای کشت و معرفهای مورد استفاده در آزمون باید مناسب برای اهداف آزمون های میکروبیولوژی و دارای کیفیت آزمایشگاهی بوده، همچنین باید عاری از مواد سمی یا مهارکننده ارگانیس‌های آزمون باشند. برای بهبود تکثیرپذیری توصیه می‌شود که مواد بدون آب قابل دسترس تجارتهای برای آماده‌سازی محیطهای

کشت مورد استفاده قرار دهید. چنانچه محیط‌های کشت به صورت آماده در بازار در دسترس باشند، آنها را مطابق با دستورالعمل سازنده تهیه کنید. دستورالعمل سازنده برای آماده سازی این فرآورده‌ها بهتر است با دقت دنبال شود. برای هر محیط کشت و معرف، بهتر است یک محدودیت زمانی برای استفاده تعیین شود. برای کنترل عملکرد و تضمین کیفیت محیط‌های کشت به استاندارد ملی ایران ۸۶۶۳ مراجعه کنید.

۳-۶-۱-۱ اجزای تشکیل دهنده محیط کشت

محیط کشت فرمولاسیونی است از مواد، به صورت مایع، نیمه جامد یا جامد، که دارای اجزای تشکیل دهنده طبیعی و/یا صناعی بوده و به منظور حمایت از تکثیر (همراه با ازدارندگی میکروارگانیسم‌های معین یا بدون باز دارندگی)، شناسایی یا حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آگار به عنوان عامل سفت کننده در محیط کشت‌های جامد و نیمه جامد کار برد دارد. آگار ترکیبی است پلی ساکاریدی که از دیواره سلولی برخی از گونه‌های جلبک^۱ قرمز و (عمدتاً از جنس *گر/اسیلاریا* و *جیلیدیوم*)^۳ استخراج می‌شود. آگار و پکتین یک پلیمر اسیدی است و از زیرواحدهای گالاکتوز به صورت دو نوع پلیمر آگارز^۴ و آگاروپکتین^۵ ساخته شده است. آگار برای میکروارگانیسم‌ها ارزش غذایی ندارد و هیچ میکروارگانیسمی نمی‌تواند آن را هضم کند. نقطه ذوب آن ۹۵ °C و با رسیدن دمای آن به حدود ۴۳ °C شبکه‌ای ایجاد می‌کند که سبب جامد شدن محیط می‌شود. محیط‌های جامد معمولاً دارای (۱۵-۱۳) گرم بر لیتر آگار هستند.



شکل ۱۲- گونه‌های از جلبک دریایی

۳-۶-۱-۲ طبقه بندی محیط کشت بر اساس ثبات فیزیکی:

محیط‌های کشت را از جنبه‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنند:

تقسیم بندی بر اساس میزان آگار

محیط‌های کشت به سه صورت زیر می‌باشند:

✓ محیط کشت جامد (solid media)

✓ محیط کشت نیمه جامد (semi solid media)

✓ محیط کشت مایع یا آبگوشت (liquid or broth media)

۱-Algae

۲-Gracilari

۳-Gelidium

۴-Agarose

۵-Agaropectin




شکل ۱۳- انواع محیط کشت

محیط کشت جامد^۱

محیط‌های جامد به علت دارا بودن آگار در ترکیب خود به صورت جامد بوده و متناسب با میکروارگانیسم‌ها و آزمایش‌های مورد نظر می‌توان آنها را در لوله، ظروف پتری (پلیت) و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد دلیل بکارگیری محیط جامد، تشخیص باکتری‌ها به وسیله:

- تشکیل کلنی
- تولید پیگمانت
- خصوصیات خاص هر کلنی
- تشخیص انواع باکتری‌ها که چند نوع باکتری در نمونه میکروبی وجود دارد.
- موکوئیدی بودن باکتری
- دیدن منطقه همولیز



شکل ۱۴- محیط کشت آگار دار

کشت در پلیت جامد به سه صورت و برای اهداف خاص انجام می‌گیرد:

الف کشت‌های عمقی^۲

با این روش می‌توان میکروارگانیسم را بطور خطی توسط فیلدوپلاتین نوک حلقه‌ای (لوپ) در سطح محیط جامد کشت داد.

۱-Solid media

۲- Stab Cultures

ب کشت در داخل محیط جامد^۱


به لوله‌های آزمایش محتوی محیط کشت جامد پس از ذوب شدن که تا ۴۵ °C سرد شده است. باکتری مورد نظر را افزوده و لوله را بین دست‌ها تکان می‌دهند تا باکتری‌ها کاملاً با محیط کشت مخلوط شوند، سپس لوله آزمایش را به طور عمودی قرار می‌دهند تا محیط بسته شود.

پ کشت شیب دار^۲

برای کشت میکروارگانیسم‌ها، سوزن کشت (آنس) در عمق و سطح و/یا به وسیله فیلدوپلاتین حلقه‌ای (لوپ) در سطح شیب‌دار کشت می‌دهند.

• محیط کشت نیمه جامد^۳

محیط‌های نیمه جامد نیز وجود دارد. که میزان آگار آن نسبت به محیط‌های جامد کمتر است (۰/۲-۰/۵ در صد آگار دارند). مثل SIM این نوع محیط‌های کشت برای مشاهده حرکت باکتری‌ها استفاده می‌شود. به محیط کشت جامد ریخته شده در لوله یا بطری کوچک، که هنگام جامد شدن، به حالت شیب‌دار نگهداری می‌شوند "اسلنت" گفته می‌شود. چنانچه محیط کشت در ته ظروف ریخته شود به آن "بات" گفته می‌شود.



شکل ۱۵- محیط کشت نیمه جامد

• محیط کشت مایع یا آبگوشتی^۴

محیط‌های مایع به علت نداشتن آگار در ترکیب خود به صورت جامد در نیامده و متناسب با نوع میکروارگانیسم و آزمایش‌های مورد نظر می‌توان آنها را در لوله‌های آزمایش، ارلن مایر و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد، مانند: نوترینت براث و مولر هینتون براث. محیط‌های مایع معمولاً فاقد آگار هستند یا مقدار آگارشان بسیار کم است (حدود ۰/۲٪).

یادآوری - در بعضی موارد ذرات جامد به محیط کشت مایع اضافه می‌شود، مانند محیط کشت "کوکد میت"

یادآوری - محیط کشت مایع در لوله‌ها، ارلن‌ها، یا بطری‌ها به طور معمول "براث" نامیده می‌شوند.

-
- ۱- Shake Cultures
 - ۲ -Slant media
 - ۳ -Semi Solid media
 - ۴ -Liquid or broth media



شکل ۱۶- محیط کشت مایع یا آبگوشتی

این محیط کشت به صورت مایع می باشد، مانند: نوترینت براث و مولر هینتون براث، در این نوع محیط‌های کشت که به صورت سوسپانسیون هستند حرکت دیده نمی‌شود. محیط‌های مایع معمولاً فاقد آگار هستند یا مقدار آگارشان بسیار کم است (حدود ۰/۲٪).

۳-۱-۶-۳ طبقه بندی محیط کشت بر اساس کاربرد

محیط های کشت باکتری را از نظر نوع مواد تشکیل دهنده و از نظر کاربرد به چهار دسته تقسیم می‌کنند:

• محیط کشت انتقالی^۱

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در ضمن به حداقل رساندن تغییر در شمارش در دوره زمانی بین جمع آوری نمونه و کار آزمایشگاهی بر روی آن، طراحی شده است. مانند: " محیط کشت استوارت یا آمیس^۲ "

• محیط کشت نگهداری کننده^۳

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در یک دوره زمانی طولانی طراحی شده، تا از آنها در برابر اثرات نامطلوبی که ممکن است در طی ذخیره سازی طولانی مدت به وجود آید محافظت کرده و پس از این مدت، به آنها قدرت بازیابی دهد. مانند: " محیط کشت دورستاگ^۴ "، اسلپ‌های : نوترینت آگار^۵

• محیط کشت بازیابی^۶

۱ -Transport medium

۲ -Stuartor amiestransport medium

۳ -Preservation medium

۴ -Dorset agar

۵ -Nutrient medium

۶ -Resuscitation medium

محیط کشتی است که به میکروارگانیسم‌های آسیب دیده و تحت تنش امکان ترمیم و بازیابی می‌دهد تا رشد طبیعی را بدست آورند، ولی لزوما باعث تکثیر آنها نمی‌شوند.

مانند " آب پپتونه بافری"^۱

یادآوری- محیط کشت بازیابی می‌تواند به عنوان یک محیط پیش غنی کننده نیز به کار رود برای مثال " آب پپتونه بافری"

- محیط کشت پیش غنی کننده^۲ و غنی کننده^۳

محیط مقوی بوده که دارای مواد تغذیه‌ای زیادی نظیر ویتامین‌ها، لیپیدها، اسیدهای آمینه برای رشد میکروارگانیسم است. بنابراین تعداد زیادی از باکتریها روی آن بخوبی رشد می‌کنند، مانند: شکلات آگار، بلاداآگار، تریپتون سوی براث

- محیط کشت غنی کننده انتخابی^۴

این محیط به میکروارگانیسم‌های خاص امکان رشد می‌دهد و به واسطه یک ماده مهار کننده، رشد تمام میکروارگانیسم‌ها بجز میکروارگانیسم مورد نظر را کاملا یا تا حدودی مهار می‌کنند. مانند: محیط کشت پپتون سوی را پاپورت- واسیلادیس^۵

- محیط کشت غنی کننده غیر انتخابی (محیط کشت پایه)^۶

این محیط کمترین مقدار مواد غذایی برای رشد باکتریها را دارد و مبنای تهیه انواع و اقسام محیط‌های کشت می باشد. این محیط به طیف وسیعی از میکرو ارگانیسم‌ها امکان رشد می‌دهد زیرا فاقد ماده ضد میکرب است، مانند: محیط نوترینت آگار، نوترینت براث، برین هارت اینفیوژن براث

- محیط کشت جداکننده^۷

محیط کشت جامد یا نیمه جامدی است که به میکرو ارگانیسم‌ها امکان رشد می‌دهد.

- محیط کشت جداکننده انتخابی^۸

محیط کشتی که به میکرو ارگانیسم خاص و هدف امکان رشد می‌دهد و از رشد سایر میکروارگانیسم‌ها بطور کامل یا قسمتی جلوگیری می‌کند. دارای یک ماده مهار کننده رشد می‌باشند، این مواد رشد تمام ارگانیسم

۱-Buffered peptone water

۲-Pre- enrichment medium

۳-Enrichment medium

۴-Reference medium

۵-Rappaport-Vassiliadis (RV)

۶-Basic Media

۷-Selective isolation medium

۸-Selective isolation medium

ها بجز ارگانیسیم مورد نظر را مهار می کنند. از آنجائیکه این محیطها جهت ارگانیسیم مورد نظر انتخاب شده اند و برای سایر ارگانیسیمها مضر می باشند آنها را محیطهای انتخابی می نامند. مثالی از این نوع محیطها، XLD آگار، محیط کشت فنیل اتیل الکل آگار است که از رشد باسیل های گرم منفی هوازی و بی هوازی اختیاری ممانعت بعمل آورده و به ارگانیسیمهای گرم مثبت اجازه رشد می دهد.

- محیط کشت جداکننده غیر انتخابی^۱

محیط کشتی که در آن میکرو ارگانیسیم به صورت انتخابی، مهار نمی شوند. مانند: "نوترینت آگار"

- محیط کشت انتخابی کروموژنیک^۲ / فلوروژنیک^۳

محیط کشت کرو موژنیک / فلوروژنیک دارای ترکیبات انتخابی است که همه یا بخشی از فلور همراه با میکرو ارگانیسیمهای هدف در نمونه را مهار می کند و منجر به تقویت رد یابی دقیق میشود مانند: TBX آگار، محیط کشت MUG/EC

- محیط کشت افتراقی^۴

محیط کشت تشخیصی بوده که برای تعیین مشخصات و خصوصیت فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی میکروارگانیسیمها را به منظور شناسایی فراهم می کند. محیط کشت تشخیصی بوده که کلنی باکتریهای مختلف روی آن کاملاً از همدیگر متمایز می گردد، مانند: محیط EMB، MAC این محیطها دارای املاح صفراوی، قند و معرف شیمیایی هستند که باکتریهای لاکتوز مثبت بر روی آنها کلنی های صورتی رنگ و باکتریهای لاکتوز منفی نظیر سالمونلا، شیگلا بر روی این محیط ها کلنی های سفید رنگ تشکیل می دهند. از محیطهای افتراقی دیگر محیط TSI، سیمون سیترات را می توان نام برد. این محیطها برای رشد باکتریهای گرم منفی روده ای (انتروباکتریاسه) مناسب هستند. چون وجود املاح صفراوی در محیط مانع از رشد باکتریهای گرم مثبت در محیط می شوند.

- محیط کشت شناسایی^۵

محیط کشت با قدرت تشخیصی بالا که نیاز به استفاده از محیط کشت های تاییدی ندارد. مانند "بایل اسکولین آزاید"^۶

۱ - Selective isolation medium

۲ - Chromogenic

۳ - Fluorogenic

۴ - Media Differential

۵ - Identification medium

۶ - Bile Esculin Azide Agar (Enterococcus Selective Agar)

- محیط کشت شمارش^۱

محیط کشت انتخابی/غیر انتخابی که بیشتر برای شمارش میکروارگانیسم‌ها بکار می‌رود. برد پارکر^۲ اییست اکسترکت آگار^۳ یادآوری - محیط کشت شمارش می‌تواند خصوصیات محیط کشت بازیابی و/یا محیط کشت غنی کننده را داشته باشد.

- محیط کشت تاییدی^۴

محیط کشتی است که برای شناسایی یا تعیین هویت مشخصات میکروارگانیسم‌ها پس از یک مرحله بازیابی مقدماتی و/یا غنی سازی و/یا جداسازی، بکار گرفته می‌شود مانند: "کلینگر آبرون آگار"^۵

- محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده^۶

محیط کشت انتقالی، محیط کشت رقیق کننده یا محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده‌ای است که برای غیرفعال کردن عوامل در سطح و/یا ضد عفونی کننده یا سایر عوامل میکروبوکش به کار می‌رود.

- محیط کشت با موارد استفاده متعدد

محیط کشت با کار برد بیشتر مانند: "بلاد آگار"^۷ که یک محیط بازیابی، جداکننده، افتراقی برای رد یابی همولیز بکار می‌رود.

- محیط کشت مرجع

محیط کشت غیر انتخابی مانند: "تریپتون سوی آگار"^۸ که برای ارزیابی مقایسه‌ای کنترل عملکرد محیط کشت بکار می‌رود.

۳-۶-۲ آماده سازی و استریلیزاسیون محیط‌های کشت

۳-۶-۱ آماده سازی صحیح محیط کشت یکی از مراحل اصلی برای تضمین کیفیت نتایج آزمون میکروبیولوژی است با رعایت شرایط خوب ساخت و دستور العمل تولید کننده، و با توجه به شناسه آن می‌توان مقدار لازم از محیط کشت (پودر خشک) را با دقت توزین کنید.

۱-Enumeration medium

۲-Baird-Parker Agar

۳-Yeast Extract Agar

۴-Confirmation medium

۵-Kligler_Iron_Agar_(KIA)

۶-Medium containing neutralisers

۷-Blood agar

۸-Tryptic Soy Agar(TSA)

۳-۶-۲-۲ آب مقطر

برای آماده سازی محیط کشت، از آب خالص (مقطر) آب بدون املاح، آب یون زدایی شده با استفاده از اسمز معکوس یا کیفیتی معادل آن باشد در داخل ارلن مخلوط کنید سپس در صورت لزوم همراه با گرم کردن، سریعاً یکنواخت کنید.

آلودگی میکروبی آب از $10^2 cfu$ در هر میلی لیتر بیشتر نباشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱، پایش شود.

هدایت الکتریکی^۱ آب استفاده شده برای تهیه محیط کشت نباید بیشتر از ۲۵ میکروزیمنس^۲ باشد و باید طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۹۷ پایش شود.

۳-۶-۲-۳ pH

pH محیط کشت را با استفاده از pH متر اندازه گیری کنید در صورت لزوم، قبل از سترون سازی تنظیم شود، به این ترتیب که pH محیط کشت پس از سترون سازی و رسیدن دما به $25^{\circ}C$ ، باید در محدوده مورد نظر ± 0.2 واحد اندازه گیری باشد، مگر اینکه مقادیر دیگری توصیه شده باشد.

pH معمولاً با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید با غلظت تقریبی: 40 g/l (1 mol/l)^۱ یا هیدروکلریک اسید انجام می شود. اگر تنظیم pH پس از سترون سازی انجام شود، باید از محلول های سترون استفاده شود.

۳-۶-۲-۴ توزیع

محیط کشت را در ظروف مناسب توزیع کنید بطوری که مطمئن شوید فضای کافی مناسب برای جلوگیری از سر رفتن محیط در طی فرآیند سرد کردن بعد از عملیات حرارتی بوسیله اتوکلاو یا ذوب مجدد، یا از لبریز شدن بعد از اضافه کردن مکمل ها وجود دارد.

۳-۶-۲-۵ سترون سازی

محیط های کشت تهیه شده را در روز آماده سازی سترون کنید. سترون سازی محیط های کشت و معرف ها معمولاً با استفاده از حرارت مرطوب با استفاده از اتوکلاو یا فیلتراسیون انجام می شود. بعضی از محیط های کشت به سترون سازی با اتوکلاو نیاز ندارند، ولی می توان آنها را با دمای جوش سترون نمود. برای مثال محیط های کشت *آنتروباکتریاسه* ها که حاوی برلیانت گرین بوده و بخصوص به حرارت و نور حساس هستند و بهتر است به سرعت پس از جوشیدن سرد شده و در برابر نور شدید محافظت شوند. همچنین، بعضی از

۱ - هدایت الکتریکی آب نشان دهنده میزان املاح هادی موجود در آب می باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند.

۲ - میکروزیمنس بر سانتیمتر واحد هدایت الکتریکی ویژه آب می باشد که در سیستم SI با $\mu\text{Siemens/cm}$ نشان داده می شود.

معرفها را نیز می‌توان بدون سترون‌سازی مورد استفاده قرار داد. در همه موارد سترون‌سازی را طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده یا استانداردهای مناسب انجام دهید.

پس از سترون کردن، محیط‌ها را در شرایطی که از تغییر ترکیبات جلوگیری کند، نگهداری کنید برای مثال از نور و خشک شدن محافظت کنید. اگر محیط کشت بلافاصله استفاده نشده یا شرایط دیگری در استاندارد خاصی مشخص نشده باشد، در یخچال در دمای $(3 \pm 5)^\circ\text{C}$ نگهداری کنید.

اگر محیط‌های کشت در یخچال نگهداری شود معمولاً توصیه می‌شود مدت زمان نگهداری برای پلیت‌ها از دو تا چهار هفته و برای بطری‌های بسته شده و لوله‌ها سه تا شش ماه بیشتر نشود.

برای ذوب مجدد، محیط‌های کشت را به وسیله قرار دادن آن در حمام آب جوش و یا هر فرایند دیگری که همان نتیجه را دهد، ذوب کنید. (مانند: قرار دادن در بخار اتوکلاو) محیط کشت ذوب شده، در حمام آب گرم با دمای تنظیم شده، به دمای $(47 \text{ تا } 50)^\circ\text{C}$ ، خنک کنید.

۳-۶-۲-۶ افزودن مکمل‌ها

مکمل‌هایی که حساس به حرارت هستند، باید بعد از اینکه دمای محیط به کمتر از 50°C رسید، به محیط اضافه شوند. مکمل سترون شده باید قبل از افزودن به محیط آگاردار به دمای اتاق برسد. افزودن مکمل‌های مایع سرد ممکن است سبب بسته شدن آگار یا تشکیل پرک‌های شفاف شود و از توزیع مناسب جلوگیری کند. طبق دستورالعمل تولیدکننده عمل کنید. همه مکمل‌ها را در محیط کشت به آرامی و کامل مخلوط کرده و به سرعت در ظروف نهایی تقسیم کنید.

۳-۶-۲-۷ آماده سازی محیط‌های کشت جامد در پتری دیش‌ها

محیط کشت آگاردار ذوب شده را در پتری دیش‌ها بریزید تا حداقل ضخامت آن ۳ میلی متر گردد (برای مثال در ظروف با قطر میلی ۹۰، معمولاً ۱۸ میلی لیتر تا ۲۰ میلی لیتر محیط کشت آگاردار کافی است) یا مقداری که در استانداردهای مربوطه بیان شده است. اگر پلیت‌ها باید نگهداری شوند، یا زمان گرمخانه‌گذاری آنها بیش از ۷۲ ساعت به طول می‌انجامد، یا دمای گرمخانه‌گذاری بیش از 40°C است، محیط کشت بیشتری ممکن است در پتری دیش‌ها ریخته شود. پلیت‌ها را به صورت در بسته روی یک سطح افقی و خنک قرار دهید تا آگار سرد شده و ببندد. پلیت‌های آگاردار آماده شده تجارتي بهتر است طبق دستورالعمل تولیدکننده نگهداری و استفاده شود.

۳-۶-۲-۸ نگهداری و مدت زمان نگه داری محیط کشت آماده شده

شرایط نگه داری، تاریخ انقضاء و توصیه‌های دیگر مربوط به محیط کشت و پلیت‌های آگاردار آماده شده تجارتي بهتر است طبق دستورالعمل تولیدکننده نگهداری و استفاده شود.


۳-۷ روش‌های کشت در میکروبیولوژی

کشت در پلیت به سه روش قابل انجام است.

- ✓ کشت خطی^۱
- ✓ کشت سطحی^۲
- ✓ کشت آمیخته یا پور پلیت^۳

۳-۷-۱ روش کشت خطی

در این روش از محیط پیش ریخته استفاده می شود. به این ترتیب که ابتدا بوسیله یک حلقه کشت سترون شده مقداری از کلنی باکتری را برداشته و آنرا روی سطح محیط پیش ریخته بصورت خطهای موازی و در چند جهت می کشید. در کشتهای خطی برای بدست آوردن کلنی های تک می توانید پلیت را به ۴ قسمت تقسیم کنید، بعد در قسمت اول ابتدا نوک حلقه کشت را که محتوی کلنی باکتری است را بصورت خطهای موازی کشیده و بعد خطوط را در منطقه دوم از انتهای خط انتهایی منطقه اول در جهت دیگر ادامه می دهید و در منطقه سوم و چهارم هم به همین صورت عمل می کنید. خصوصیت این روش این است که وقتی خطوط موازی را روی سطح محیط می کشید به ترتیب از تراکم باکتریها کاسته می شود و به انتهای خط که می رسید تراکم باکتری کمتر است و در منطقه دیگر وقتی از انتهای خط منطقه قبلی استفاده می کنید در واقع تراکم بسیار کمتر از تراکم باکتریها در ابتدا می باشد و در نتیجه در مناطق دیگر هم به ترتیب از تعداد باکتریها کاسته می شود تا جائیکه در منطقه چهارم شما می توانید کلنی های تکی داشته باشید که کلنی خالص نامیده می شود. در مورد محیطهای کشت باکتریایی که بصورت مایع می باشند برای انجام کشت خطی روی محیط پیش ریخته فقط یکبار حلقه کشت را داخل محیط محتوی باکتری کرده و یک حلقه کشت از آن بردارید سپس آنرا روی محیط پیش ریخته قرار داده و بصورت خطوط موازی آنرا در چند جهت بکشید و یا مراحل فوق را روی آن انجام دهید.



شکل ۱۷- کشت خطی


- ۱ -Streak plate
- ۲ -Surface plating technique
- ۳ -Pour plating technique

۳-۷-۲ روش کشت سطحی

این روش کشت اغلب برای شمارش میکروارگانیسم‌هایی است که قابلیت رشد و تشکیل کلنی در سطح محیط کشت جامد را دارند و فراورده‌های مورد مصرف انسان و خوراک دام، نمونه‌های محیطی و همچنین در مورد فراورده‌هایی که دارای میکروارگانیسم‌های حساس به گرما^۱ هستند و احتمال دارد قسمت معنی داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: ارگانیسم‌های سرماگرا^۲) در غذاهای یخ‌زده و منجمد، غذاهای خشک شده، غذاهای دیگری که ممکن است دارای ارگانیسم‌های حساس به گرما باشند، فراورده‌هایی که دارای باکتری‌های هوازی اجباری هستند که احتمال دارد قسمت معنی داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: گونه‌های سودوموناس^۳) و فراورده‌هایی که دارای ذرات کوچکی هستند که تشخیص آنها از کلنی‌های تشکیل شده در کشت آمیخته به سختی انجام می‌شود، فراورده‌هایی که رنگ شدید آنها باعث جلوگیری از تشخیص کلنی در کشت آمیخته می‌شود، فراورده‌هایی که برای تشخیص بین انواع مختلف کلنی به عنوان قسمتی از ارزیابی کمیت غذا مورد نیاز است، به کار می‌رود در این نوع کشت، از محیط پیش ریخته استفاده می‌شود. برای اینکار ابتدا یک رقت معینی از محیط مایع تهیه کنید. سپس با استفاده از پیت سترون مقدار مشخصی از آن رقت را برداشته و در سطح محیط جامد پیش ریخته توسط میله پخش کننده یا توک حلقه کشت پخش نمائید. و بعد از گرمخانه‌گذاری می‌توانید کلنی‌های رشد یافته در سطح محیط کشت را مشاهده کنید توجه داشته باشید که هنگام انجام کشت سطحی باید سطح محیط خشک باشد.

چون هنگام ریختن محیط کشت بصورت پیش ریخته ممکن است بخار آب روی درب پلیت و سطح محیط جمع شود برای خشک کردن آن می‌توان محیط‌های کشت را در یک گرمخانه با دمای °C (۲۵ تا ۵۰) قرار داده و خشک نمود. به این ترتیب که درب پلیت را برداشته و قسمت محتوی محیط کشت را وارونه روی لبه درب قرار دهید تا قطرات رطوبت حذف گردد.

همچنین می‌توانید پس از ریختن محیط کشت در پلیت در صورت تجمع حباب هوا، آنها را با شعله دادن سطح محیط حذف نمائید. اینکار باعث سترون شدن سطح محیط کشت هم می‌شود.



شکل ۱۸- کشت سطحی


۱ -Heat-sensitive organisms

۲ -Psychrotrophic


۳ -*Pseudomonas spp.*

۳-۷-۳ کشت آمیخته یا پورپلیت

در این روش کشت هم نیاز به تهیه سوسپانسیون از باکتری می‌باشد. یعنی باید از باکتری مورد نظر در محیط مایع رقت معینی را تهیه نموده بعد به میزان ۱ سی سی از آنرا در کف پلیت استریل ریخته سپس از محیط کشت مورد نظر که قبلاً سترون شده و حرارت آن به حدود ۴۵ درجه سانتیگراد رسیده به میزان ۱۵-۲۰ سی سی به پلیت اضافه نمائید. سپس با حرکات دورانی بصورت عدد ۸ انگلیسی آنرا کاملاً مخلوط کنید. اگر نیاز بود مجدداً سطح محیط آمیخته با باکتری را با یک لایه نازکی از همان محیط کشت بپوشانید در این حالت به آن کشت دولایه هم گفته می‌شود.



شکل ۱۹- کشت پورپلیت



شکل ۲۰- انواع روش های کشت در پلیت

۳-۷-۳-۱ کشت های دو لایه

در این روش پس از تلقیح و کشت آمیخته یا پور پلیت در صورت لزوم مجدداً سطح محیط کشت با باکتری را با یک لایه نازکی از همان محیط کشت پوشانده می شود در این حالت به آن کشت دو لایه هم گفته می شود. پس از بسته شدن محیط ظرف های پتری را به طور واژگون در گرمخانه قرار می دهند تا از ریختن قطرات آب در سطح محیط جلوگیری گردد.

۳-۸-۳ رنگ آمیزی

۳-۸-۱ رنگ آمیزی گرم

- تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه شود.

- رنگ آمیزی با کریستال ویوله:

در این مرحله مقداری از رنگ کریستال ویوله را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید و به مدت زمان ۱ دقیقه، صبر کنید تا رنگ در دیواره سلولی میکروبها نفوذ کند.

✓ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱ دقیقه، رنگ اضافی روی لام را خالی کرده، در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته شده است با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو شود.

✓ مرحله اضافه کردن محلول ید:

با چند قطره از محلول ید^۱ روی گسترش را پوشانیده و به مدت یک دقیقه صبر کنید.

✓ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱ دقیقه، در حالیکه لام را به صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو دهید.

✓ مرحله رنگ بری با استفاده از استن - الکل:

در حالیکه لام را با زاویه ۴۵ درجه نگهدارید بعد با استفاده از محلول رنگ بر الکل - استن بسرعت آنرا بی رنگ کنید. دقت کنید مرحله بی رنگ سازی بیش از اندازه نباشد. بعد از آن لام را بسرعت بشوئید. این عمل، بی رنگ شدن را متوقف خواهد کرد.

✓ رنگ آمیزی با محلول سافرانین:

در این مرحله سطح لام را با محلول سافرانین را با رنگ ثانویه یعنی سافرانین، به مدت ۱۰ ثانیه بیوشانید سپس رنگ اضافی را خالی کرده و با آب مقطر لام را شستشو دهید.


✓ خشک کردن لام:

لام رنگ آمیزی شده را آهسته روی کاغذ خشک کن قرار دهید ولی کاغذ را روی گسترش نکشید.

✓ مشاهده و تفسیر

در مشاهده لام زیر میکروسکوپ دارای عدسی روغنی با بزرگنمایی بالا، ظاهر باکتری‌ها در ۵ گروه تقسیم بندی می شوند:

۱- میله ای (باسیل) گرم مثبت ۲- میله ای گرم منفی ۳- کوکوس (گرد) گرم مثبت ۴- کوکوس گرم منفی ۵- باکتری‌های بدون واکنش به رنگ آمیزی گرم.



شکل ۲۱- مراحل روش رنگ آمیزی

یادآوری نکات مهم:

- حرارت بیش از اندازه هنگام تثبیت گسترش باعث پاره شدن دیواره سلولی باکتری شده بنابراین باکتری گرم مثبت رنگ اولیه (کریستال ویوله) را هنگام رنگ بری از دست می دهد و رنگ ثانویه را جذب می نماید و در نتیجه باکتری گرم مثبت، بصورت گرم منفی دیده می شود.
- اگر گسترش ضخیم باشد هنگام مرحله بی رنگ شدن، ممکن است مانند یک گسترش معمولی رنگ نشود و این مسئله باعث خطا در تشخیص شما در گرم منفی یا مثبت بودن باکتری خواهد شد.
- غلظت درست و تازه بودن رنگ ها هم در رنگ آمیزی موثر است .
- رنگ بری بیش از حد ممکن است باعث پاره شدن جدار باکتری های گرم مثبت شده در نتیجه این باکتری ها رنگ کریستال ویوله خود را از دست داده و رنگ ثانویه را جذب می نماید و بصورت گرم منفی دیده می شود.
- دقت شود هنگام تهیه گسترش روی لام از محیط کشت، سن کشت باکتری باید ۲۴ ساعت یا کمتر باشد . بنابراین در محیط کشت هایی که از عمر آنها گذشته و کهنه شده اند، در قابلیت نفوذ دیواره سلولی باکتری ها تغییراتی حاصل می شود که خاصیت گرم مثبت بودن را از دست می دهد.

۳-۸-۲ رنگ آمیزی شفر- بولتون

رنگ آمیزی شفر- بولتون یک رنگ آمیزی افتراقی است که برای مشاهده آندوسپور و سلول رویشی ابداع شده است. با استفاده از این روش، اسپور رنگ می گیرد و اسپورهای آزاد به آسانی قابل رویت خواهند بود. در این روش برای نفوذ رنگ اولیه (مالاشیت گرین) به داخل پوشش هاگ از حرارت استفاده می شود . همان خصوصیتی که رنگ آمیزی اسپور را مشکل می کند، رنگ را پس از نفوذ آن به داخل هاگ بخوبی حفظ می کند. مالاشیت گرین به آسانی از باکتری های مولد شسته می شود زیرا دیواره سلولی باکتری های بدون هاگ بر اثر حرارت آسیب دیده و پاره شده است بنابراین سلول رویشی رنگ دوم، یعنی سافرانین را جذب می کند.

✓ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه کنید و با حرارت ثابت کنید.

✓ رنگ آمیزی با مالاشیت گرین

مقداری از رنگ مالاشیت گرین را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید. لام آغشته به رنگ را حرارت دهید تا رنگ بخار شود. این عمل را با وارونه کردن شعله گاز بر روی لاک و عبور شعله به تناوب از روی رنگ انجام دهید. وقتی که رنگ شروع به بخار شدن کرد شعله را کنار ببرید همین که تبخیر متوقف شد دو بار کار را تکرار کنید و نگذارید رنگ بجوشد . مدت

۳ تا ۵ دقیقه به ترتیب ذکر شده عمل کنید و اگر مالاشیت گرین کاملاً از روی لام تبخیر شد دوباره مقداری رنگ به لام اضافه کنید. بگذارید لام سرد شود تا از شکستن آن جلوگیری شود. به موازات سرد شدن لام به اضافه کردن رنگ ادامه دهید زیرا رنگ هنوز در حال تبخیر است.

✓ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده در حالیکه لام را به صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت ۳۰ ثانیه سطح روی گسترش را شستشو دهید.

✓ رنگ آمیزی با سافرانین:

سطح گسترش میکروبی را با رنگ سافرانین به مدت زمان ۱ دقیقه بپوشانید.

✓ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده. در حالیکه مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت زمان ۳۰ ثانیه سطح روی گسترش را شستشو دهید.

✓ مشاهده و تفسیر:

در مشاهده میکروسکوپی لام رنگ آمیزی شده، اسپورها گرد بیضی به رنگ سبز مشاهده می‌شوند. و سلول‌های رویشی، قرمز دیده می‌شوند.

چون هاگ پوشش مقاومی است که در برابر نفوذ رنگ مقاومت می‌کند بنابراین این در رنگ آمیزی معمولی می‌توان اسپورها را به صورت ناحیه رنگ نشده در داخل سلول رویشی (باکتری مولد) مشاهده نمود. اگر تعداد اسپورها موجود کم باشد و یا اگر از داخل باکتری مولد خارج شده و در گستره به صورت پراکنده باشند، اغلب توسط رنگ آمیزی ساده و یا گرم قابل مشاهده نخواهند بود.



شکل ۲۲ - اسپور

۴ نمونه برداری

نمونه‌هایی که به آزمایشگاه ارسال می‌شود، باید نماینده واقعی کل کالا بوده و در طی حمل، جابجایی و نگه داری آن صدمه ندیده و یا تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد. همچنین، نمونه‌ها باید در

شرایطی نگه داری شوند که امکان رشد میکروارگانیسم ها در آن وجود نداشته باشد. نمونه برداری باید مطابق استاندارد ملی شماره ۶۹۰: "گوشت و فرآورده های آن - نمونه برداری" باشد.

۵ میکروارگانیسم هایی که در خوراک دام، طیور و آبزیان برطبق استاندارد ملی ایران، جستجو و شناسایی می شوند:

- سالمونلا
- اشیریشیا کلی
- استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت
- کپک و مخمر

۶ خصوصیات میکروارگانیسم ها:


سالمونلا

نکات کلیدی:

- ✓ از پاتوژن های اصلی خانواده آنتروباکتریاسه
- ✓ باسیل گرم منفی
- ✓ تخمیر کننده قندهایی مثل گلوکز، مانیتول، آرابینوز
- ✓ عدم تخمیر لاکتوز، ساکارز (استثناهایی وجود دارد)
- ✓ هوازی و بی هوازی اختیاری، کاتالاز مثبت
- ✓ درجه حرارت مناسب برای رشد آنها ۳۷ درجه سلسیوس
- ✓ اکثر سروتیپ ها متحرک (به وسیله تاژک های اطرافی)
- ✓ اکسیداز منفی
- ✓ تولید H_2S در محیط TSI
- ✓ لیزین دکربوکسیلاز مثبت
- ✓ تولید اوره آز منفی



شکل ۲۳- گونه ای از *salmonella*



شکل ۲۴- *E. coli*

اشیریشیا کلی

نکات کلیدی:

- ✓ از پاتوژن های اصلی خانواده آنتروباکتریاسه
- ✓ دارای سویه هایی با توانایی بیماری زایی متفاوت
- ✓ با تخمیر لاکتوز ایجاد پرگنه های صورتی رنگ در محیط Mac
- ✓ متحرک (به وسیله تاژک های اطرافی)



شکل ۲۵- استافیلوکوکوس

- ✓ فعالیت همولیتیک در برخی از سویه‌ها
- ✓ اندول مثبت
- ✓ لیزین دکربوکسیلاز مثبت
- ✓ تولید اوره آز منفی

استافیلوکوکوس اورئوس

نکات کلیدی:

- ✓ کوکسی‌های گرم مثبت به شکل خوشه‌های انگور
- ✓ بی‌هوازی اختیاری، غیر متحرک و کاتالاز مثبت
- ✓ ایجاد همولیز دوگانه
- ✓ اکسیداز منفی
- ✓ فاقد هاگ
- ✓ تولید کننده کوآگولاز که شاخص مهمی در بیماری‌زایی باکتری می‌باشد
- ✓ در محیط‌های غنی نشده نیز رشد می‌کند
- ✓ ایجاد پرگنه‌های زرد طلایی با اندازه متوسط
- ✓ نسبتاً در محیط مقاوم‌اند

کپک

کپک‌ها، قارچ‌های رشته‌ای، هوازی، غیر فتوسنتتیک، چند سلولی، هتروتروف، هستند. کپک‌ها تولید واحدهای میکروسکوپی بنام Hypha(Tall) می‌کنند که با تجمع آنها، جرم رشته‌ای تشکیل می‌گردد که به آن میسیلیوم گفته می‌شود. معمولاً به صورت کلنی، پروپاگول یا جوانه صاف یا کرکدار، اغلب با ساختار اسپورزایی یا تولید مثل رنگی در سطح محیط‌های کشت قارچی رشد می‌کنند. بهترین رشد کپک‌ها در محیط اسیدی با غلظت بالای قند می‌باشد. کلنی‌های ایجاد شده توسط کپک‌ها برنگ‌های مختلف سفید، آبی، سبز، خاکستری، و بنفش می‌باشد کلنی ممکن است بصورت برجسته یا فرورفته، چین دار یا مسطح، خامه‌ای با قوام بسیار محکم باشند در پاره‌ای از موارد کلنی‌ها بصورت کرکی شکل یا پنبه‌ای شکل می‌باشند کپک‌ها علاوه بر سطح در عمق محیط کشت نیز می‌توانند کلنی‌های گرد عدسی شکل ایجاد کنند. طبقه بندی کپک‌ها بر اساس شکل ظاهری (مورفولوژی) و تشکیل یا عدم تشکیل اسپور جنسی استوار است.

مخمرها

مخمرها یکی از گروه‌های قارچ‌های فاقد رشته و تک سلولی می‌باشند و بوسیله جوانه زدن تکثیر پیدا می‌کنند این میکروارگانیسم‌های هوازی مزوفیل در دمای 25°C ، در سطح محیط کشت قارچی کلنی‌های گرد

مات یا درخشان، معمولا درازای پیرامون منظم وبا تحذب کم یا زیاد ایجاد می کنند کلنی های مخمرها خامه ای و یا بلغمی با قوام بسیار نرم است. بیشتر گونه های آن تخمیرکننده و غیر بیماری زا هستند. برخی نیز عامل فساد مواد غذایی هستند.

۷ روش های آزمون میکروبیولوژی خوراک دام و طیور

روش های میکروبیولوژی خوراک دام و طیور در جداول زیر آورده شده است:

جدول ۳- روش های آزمون میکروبیولوژی مواد اولیه تهیه خوراک طیور

(با منشاء پروتئین حیوانی)

| روش مرجع | میکروارگانیزم | |
|---------------------------|---------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | مخمر | ۳ |

نمونه هایی از مواد اولیه تهیه خوراک طیور (با منشاء پروتئین حیوانی)

پودر ماهی
پودر گوشت
پودر کشک
پودر خون
پودر پرهیدرولیز شده

جدول ۴- روش های آزمون میکروبیولوژی مواد اولیه تهیه خوراک طیور

(با منشاء پروتئین گیاهی، غلات و حبوبات)

| روش مرجع | میکروارگانیزم | |
|---------------------------|---------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | مخمر | ۳ |

نمونه هایی از مواد اولیه تهیه خوراک طیور با منشاء پروتئین گیاهی

کنجاله سویا
کنجاله تخم پنبه
کنجاله آفتاب گردان
کنجاله بادام کنجد
کنجاله بادام زمینی
کنجاله بذر کتان
گلوتن

نمونه‌هایی از مواد اولیه تهیه خوراک طیور با منشأ غلات و حبوبات

گندم ذرت خوشه‌ای
سبوس برنج
ارزن
ذرت
جو
سبوس گندم

جدول ۵- روش های آزمون میکروبیولوژی دان طیور

| روش مرجع | میکروارگانیسم | |
|---------------------------|---------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | مخمر | ۳ |

جدول ۶- روش های آزمون میکروبیولوژی کنسانتره طیور

| روش مرجع | میکروارگانیسم | |
|---------------------------|---------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | مخمر | ۳ |

جدول ۷- روش های آزمون میکروبیولوژی مکمل های ویتامین و معدنی در خوراک طیور

| روش مرجع | میکروارگانیسم | |
|---------------------------|----------------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | مخمر | ۳ |
| طبق استاندارد ملی ۶۸۰۶-۱ | استافیلوکوک / اورئوس | ۴ |

جدول ۸- روش های آزمون میکروبیولوژی کنسانتره دام

| روش مرجع | میکروارگانیسم | |
|---------------------------|---------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | مخمر | ۳ |

جدول ۹- روش‌های آزمون میکروبیولوژی مکمل‌های ویتامین و معدنی در خوراک دام

| روش مرجع | میکروارگانیسم | |
|---------------------------|---------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | مخمر | ۳ |

جدول ۱۰- روش‌های آزمون میکروبیولوژی پودر ماهی

| روش مرجع | میکروارگانیسم | |
|---------------------------|---------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | مخمر | ۳ |

جدول ۱۱- روش‌های آزمون میکروبیولوژی تفاله مرکبات

| روش مرجع | میکروارگانیسم | |
|---------------------------|---------------|---|
| طبق استاندارد ملی ۱۸۱۰ | سالمونلا | ۱ |
| طبق استاندارد ملی ۲۹۴۶ | اشریشیا کلی | ۲ |
| طبق استاندارد ملی ۱۰۸۹۹-۳ | کیپک و مخمر | ۳ |

۷ اصطلاحات و تعاریف:

در این جزوه آموزشی و استانداردهای ملی مربوط به آن، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۸-۱ محیط کشت سوسپانسیون

محیطی است که به منظور جداسازی میکروارگانیس‌ها از یک فراورده مورد آزمون و انتقال آنها به یک فاز مایع، بدون امکان تکثیر یا بازدارندگی در طی زمان تماس، طراحی شده است. این محیط‌ها، رقیق‌کننده نیز نامیده می‌شوند.

۸-۲ سوسپانسیون اولیه (اولین رقت اعشاری)

به سوسپانسیونی گفته می‌شود که پس از توزین حجم معینی از فراورده مورد آزمون ومخلوط کردن با ۹ برابر حجم آن از یک رقیق کننده بدست می‌آید.

۸-۳ رقت اعشاری بعدی

به سوسپانسیونی گفته می‌شود که پس از مخلوط کردن حجم معینی از سوسپانسیون اولیه با ۹ برابر حجم رقیق کننده بدست می‌آید، با تکرار این عمل رقت های اعشاری بعدی بدست می‌آید.

۸-۴ بهر

مقدار معینی از کالا می‌باشد که تحت شرایط فرضی ثابت و یکنواخت تولید می‌شود.

۸-۵ نمونه

عبارت است از یک یا چند قلم (واحد نمونه) که به گونه ای از یک بهر انتخاب می‌شود تا نماینده واقعی آن باشد.

۸-۶ واحد نمونه

عبارت است از یک اندازه طبیعی تا قراردادی یا مقداری معلوم از مواد که قابل رویت است و با معیارهای کمی و کیفی مشخص می‌گردد و از اجتماع آن ها نمونه شکل می‌گیرد.

۸-۷ رویه نمونه برداری

بر اساس برقراری و تعیین حدود پذیرش در یک بهر است و برطبق آن تعداد معینی واحد نمونه به وسیله روش های مقرر مورد آزمایش قرار می‌گیرد. رویه نمونه برداری ممکن است دوره ای یا سه رده ای باشد و در آن از شاخص های M, m, c, n استفاده می‌شود.

شاخص n

آن تعداد واحد نمونه از یک بهر است که بایستی مورد آزمایش قرار بگیرد.

شاخص c

حداکثر تعداد قبول واحد نمونه است که نتایج حاصل از آزمایش آنها می‌تواند از حد مجاز یا معیار کیفی m بیشتر یا مغایر باشد.

شاخص m

حداکثر تعداد یا حد مجاز هر میکروارگانیسم در گرم یا سانتی متر مربع یا یک معیار کیفی در واحد نمونه است که فقط آن تعداد از واحدهای نمونه که توسط معیار c تعیین شده اند می‌توانند نتایج بالاتر یا متفاوت

با آن را داشته باشند. در آزمون شناسایی میکروارگانیسم‌هایی مانند سالمونلا معمولا m برابر صفر تعیین می شود.

M شاخص

کمیتی است که برای جداسازی واحد نمونه با کیفیت قابل قبول مشروط، از کیفیت غیر قابل قبول به کار می‌رود. این معیار فقط در رویه نمونه برداری سه رده ای کاربرد دارد. نتایج آزمایش برابر یا بالاتراز معیار M در هر واحد نمونه، غیر قابل قبول است و سبب مردود شدن بهر می‌گردد.

۹ محیط‌های کشت و رقیق‌کننده‌ها

دستورالعمل‌های کلی برای تهیه محلول‌های رقیق‌کننده و محیط‌های کشت در استاندارد ملی ایران شماره ۴-۸۹۲۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - آماده سازی آزمایش، سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی- قسمت چهارم: مقررات ویژه برای آماده سازی محصولاتی به غیر از شیر، گوشت، ماهی و فرآورده های آن تعیین شده است.

جدول ۱۲- لیست محیط های کشت

| محیط های کشت | ردیف |
|--|------|
| Buffered peptone water (BWP) | ۱ |
| Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth (RVS) | ۲ |
| Muller kauffmann tetrathionate novobiocin broth (MKTT n broth) | ۳ |
| Xylose lysine desoxycholate agar (XLD) | ۴ |
| Brilliant green lactose bile agar(BGA) | ۵ |
| Nutrient agar (NA) | ۶ |
| Triple sugar/iron agar (TSI) | ۷ |
| Urea agar | ۸ |
| Lysine decarboxylase broth | ۹ |
| Lauryl Sulphate Broth (LS) | ۱۰ |
| EC Broth (EC) | ۱۱ |
| Tryptone water broth (TW) | ۱۲ |
| Giolitti and cantoni broth (GC) | ۱۳ |
| Baird parker (BP) | ۱۴ |
| Brain- heart infusion broth | ۱۵ |
| Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar (YGC) | ۱۶ |

جدول ۱۳ - لیست رقیق کننده و معرف ها

| رقیق کننده و معرف ها | ردیف |
|----------------------|------|
| Ringer | ۱ |
| Kovac's reagent | ۲ |
| Rabbit plasma | ۳ |
| potassium tellurite | ۴ |
| Iodine solution | ۵ |
| Urea | ۶ |
| egg yolk emulsion | ۷ |

۱۰-۱۱ آزمون جستجوی سالمونلا

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۱۰ - میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای جستجو و شناسایی گونه‌های سالمونلا

محیط کشت‌های مورد نیاز

محیط کشت مورد استفاده برای جستجوی سالمونلا، محیط کشت آب پیتونه بافری BPW برای پیش غنی سازی، آبگوشت مولر کافمن تتراتیونات نئوبیوسین MKTTn و آبگوشت راپاپورت و اسیلیادیس منیزیوم کلراید RV برای غنی سازی و گزیلوز لیزین دزوکسی کولات آگار XLD و آگار سبز درخشان / قرمز فنل BGA برای تایید نهایی می‌باشد.

روش آزمون

- تهیه سوسپانسیون اولیه (محیط کشت BPW)
- کشت در محیط غنی کننده انتخابی (RVS broth و MKTT n broth)
- کشت در محیط جامد انتخابی (BGA و XLD)





شکل ۲۶- محیط کشت BPW



شکل ۲۸- محیط کشت MKTT n broth

شکل ۲۷- محیط کشت RVS broth





شکل ۳۰- محیط کشت XLD

شکل ۲۹- محیط کشت BGA

ظاهر کلنی‌ها در محیط BGA: صورتی که توسط هاله‌ای قرمز رنگ احاطه شده (باکتری‌های لاکتوز و ساکارز منفی مثل سالمونلا)

یادآوری ۳ - زرد- سبز که توسط هاله‌ای سبز-زرد احاطه شده (باکتری‌های لاکتوز یا ساکارز مثبت مثل پروتئوس، سیتروباکتر، کلبسیلا)

ظاهر کلنی‌ها در محیط XLD: کلنی‌های هم‌رنگ محیط، شفاف گاهی با مرکز سیاه (سالمونلا)

یادآوری ۴ - زرد، توسط هاله‌های زرد احاطه شده، شفاف با مرکز سیاه (پروتئوس)

کشت‌های تائیدی

کلنی‌های مشکوک به سالمونلا را تجدید کشت کرده و پس از کشت مجدد با آزمون‌های سرولوژیکی و بیوشیمیایی مناسب آزمون تائیدی انجام دهید.

آزمون‌های تائیدی

- کشت در محیط TSI آگار
- کشت در محیط اوره آگار
- L- لیزین - دکربوکسیلاز
- شناسایی بتا - گالاکتوزیداز
- وژس پروسکوئر
- واکنش اندل

روش آزمون

• کشت در محیط آگار مغذی

جهت انجام آزمون‌های بیوشیمیایی و سرولوژیکی، از کلنی‌های مشکوک به سالمونلا، حداقل ۵ کلنی را از محیط‌های انتخابی BGA و XLD انتخاب کرده و بر روی محیط آگار مغذی کشت داده شود (به مدت ۲۴

ساعت گذاری در دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرمخانه گذاری)

• واکنش در محیط سه قندی آهن دار

تلقیح باکتری در محیط (TSI) به صورت تلقیح نیزه‌ای (Stab inoculate) در عمق و کشت خطی در سطح شیب‌دار (گرمخانه گذاری در دمای ۳۷ درجه سلسیوس به مدت زمان ۱۸ ساعت) واکنش مثبت:



عمق:

- زرد {گلوکز مثبت}
- قرمز {گلوکز منفی}
- سیاه {سولفید هیدروژن مثبت (H₂S)}
- حباب یا ترک {تولید گاز از گلوکز}

شکل ۳۱- واکنش در محیط TSI

سطح شیب‌دار:

- زرد {لاکتوز یا ساکارز مثبت (استفاده از لاکتوز یا ساکارز)}
- قرمز یا بدون تغییر {لاکتوز و ساکارز منفی (عدم استفاده از لاکتوز یا ساکارز)}

جدول ۱۴- واکنش‌ها در محیط سه قندی آهن دار به وسیله اعضای مهم خانواده آنتروباکتریاسه

| تغییرات pH | | | |
|------------------------|-----|------|--------------------------------|
| تولید H ₂ S | عمق | سطح | گونه |
| + | زرد | قرمز | سروتیپ های سالمونلا |
| + | زرد | قرمز | پروتئوس میرابیلیس |
| + | زرد | زرد | پروتئوس ولگاریس |
| - | زرد | زرد | اشریشیا کلی |
| - | زرد | زرد | یرسینیا آنترکولیتیکا |
| - | زرد | قرمز | یرسینیا سودوتوبرکلوزیس و پستیس |
| - | زرد | زرد | آنتروباکتر آئروژنز |
| - | زرد | زرد | کلبسیلا پنومونیه |

واکنش بتا- گالاکتوزیداز^۱ (ONPG):

تلقیح یک حلقه کامل در لوله حاوی ۰/۲ میلی لیتر محلول سرم فیزیولوژی و یک قطره تولوئن و گرمخانه گذاری در دمای ۳۷°C، سپس افزودن ۰/۲۵ میلی لیتر معرف شناسایی بتا - گالاکتوزیداز و گرمخانه گذاری در دمای ۳۷°C به مدت زمان ۲۴ ساعت

واکنش مثبت: {مشاهده رنگ زرد بعد از ۲۰ دقیقه}
بیشتر سالمونلاها از نظر این واکنش منفی هستند.

واکنش وژس پرسکوئر^۲:

یک حلقه کامل از کلنی مشکوک را در به لوله حاوی ۳ میلی لیتر محلول VP، تلقیح کرده و در دمای ۳۷°C به مدت زمان ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری کنید، سپس دو قطره محلول کراتین و سه قطره محلول اتانوئیک ۱- نفتول و دو قطره محلول پتاسیم هیدرو کسید را بیافزایید.
واکنش مثبت: {مشاهده رنگ صورتی روشن بعد از ۱۵ دقیقه}
بیشتر سالمونلاها از نظر این واکنش منفی هستند.

واکنش اندول^۳:

یک حلقه کامل از کلنی مشکوک تلقیح در لوله حاوی ۵ میلی لیتر محلول تریپتون - تریپتوفان تلقیح کرده و در دمای ۳۷°C به مدت زمان ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری کنید، سپس یک میلی لیتر از معرف کواکس به آن بیافزایید
واکنش مثبت، {مشاهده حلقه قرمز رنگ آلبالویی}
بیشتر سالمونلاها از نظر این واکنش منفی هستند.

• آزمایش‌های بیوشیمیایی تکمیلی

آزمایش لیزین دکربوکسیلاز و تولید اوره آز برای تمایز گونه های پروتئوس و سالمونلا که در محیط TSI واکنش‌های مشابهی را ایجاد می کنند به کار می رود. سالمونلا لیزین دکربوکسیلاز مثبت و اوره آز منفی است در حالی که پروتئوس لیزین دکربوکسیلاز منفی و اوره آز مثبت می باشد.


۱-β-galactosidase

۲-Voges-Proskauer (VP)

۳-Eundol



شکل ۳۳- محیط لیزین دکربوکسیلاز



شکل ۳۲- محیط اوره

جدول ۱۵- واکنش‌های بیوشیمیایی سالمونلا

| TSI | | | H ₂ S | Citrate | LAI | Eundol | Urea | MIO (Motility, Ornithine) | VP | ONPG |
|-----|---|---|------------------|---------|-----|--------|------|------------------------------|----|------|
| S | L | G | + | P | P | N | N | P | N | N |
| - | - | + | | | | | | | | |

آزمون‌های تاییدی سرولوژیکی و سروتایپی با استفاده از آنتی ژن‌های O و Vi و H

تشخیص وجود آنتی ژن‌های O، VI، H سالمونلا، با مشاهده آگلوتیناسیون بر روی لام هنگامی که از کلنی‌های خالص و آنتی سرم‌های مناسب استفاده شود. این آزمون پس از حذف سویه‌های خود آگلوتینه شونده صورت می‌گیرد. در واکنش آگلوتینه شدن آنتی ژن‌ها (میکروارگانیزم‌ها) و بعضی از کلاس‌های آنتی بادی ایجاد شده علیه آنها به هم می‌چسبند. به این آنتی بادی‌ها «آگلوتینین» و به این خاصیت «آگلوتیناسیون» گفته می‌شود.

آنتی سرم‌ها:

چندین نوع آنتی سرم (شامل آنتی بادی برای یک یا چند آنتی ژن O)، که هنگام آزمون مثبت، انعقاد ایجاد می‌کنند و به صورت تجارتي در دسترس می‌باشد برای مثال: آنتی سرم حاوی یک یا چند تپ از گروه "O" (آنتی سرم یک ظرفیتی یا چند ظرفیتی O) هم چنین آنتی سرم Vi و آنتی سرم شامل آنتی بادی برای یک یا چند این فاکتور (H)، (آنتی سرم یک ظرفیتی یا چند ظرفیتی H)

عدم مشاهده باکتری به صورت توده‌های

کم و بیش مجزا غیر خود آگلوتینه شونده

مشاهده باکتری به صورت توده‌های کم و بیش مجزا

آگلوتینه شونده




نشان دهنده سویه خود آگلوتینه شونده است و نباید در ادامه آزمون مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی آنتی ژن

مقدور نیست



در صورت عدم مشاهده باکتری به صورت توده‌های کم و بیش مجزا غیر خود آگلوتینه شونده آزمون تاییدی سرولوژیکی ردیابی و شناسایی انجام می‌گیرد.



شکل ۳۵- کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی




واکنش مثبت

شکل ۳۴- واکنش منفی


آزمون تاییدی سرو لوژیکی

آزمون تاییدی سرو لوژیکی

سویه غیر خود آگلوتینه شونده



تفسیر واکنش های بیوشیمیایی



۱۰-۲ جستجوی اشریشیا کلی

استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶- میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جستجو و شمارش اشریشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی روش آزمون

- آماده سازی سوسپانسیون اولیه
- تلقیح به محیط غنی کننده انتخابی Lauryl sulfate broth
- در صورت مشاهده گاز یا کدورت تلقیح به محیط انتخابی EC از محیط LS
- در صورت مشاهده گاز یا کدورت تلقیح به محیط TW از محیط EC
- انجام تست اندول با استفاده از معرف کواکس (افزودن معرف کواکس به محیط TW)



شکل ۳۸- محیط TW



شکل ۳۷- محیط EC



شکل ۳۶- محیط LS

آماده سازی سوسپانسیون اولیه



۱۰ میلی لیتر نمونه + ۹۰ ml محیط کشت سوسپانسیون



۱۰ میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه تهیه شده + ۱۰ میلی لیتر محیط LS (مضاعف)



۲۴ تا ۴۸ h / ۳۷ ° C

در صورت مشاهده گاز در لوله، تلقیح به محیط EC



۲۴ تا ۴۸ h / ۴۴ ° C

در صورت مشاهده گاز در لوله، تلقیح به محیط TW



۲۴ تا ۴۸ h / ۴۴ ° C


→ مثبت → تشکیل حلقه قرمز یا ارغوانی

۱۰-۳ شمارش استافیلوکوک‌های کوآگولاز مثبت

استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۸۰۶- میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس‌های کوآگولاز مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و سایر گونه‌ها) قسمت سوم-جستجو، شناسایی و شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد (MPN) برای تعداد کم میکروارگانیسم


روش آزمون

- آماده سازی سوسپانسیون اولیه
- تلقیح به محیط GC مضاعف
- کشت سطحی در محیط انتخابی
- آزمون تاییدی



• آزمون تاییدی

در صورت مشاهده کلنی مشخص به صورت سیاه یا خاکستری براق و محدب با قطر ۱ تا ۱/۵ میلی متر بعد از ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری و قطر ۱/۵ تا ۲/۵ میلی متر پس از ۴۸ ساعت گرمخانه گذاری با هاله شفاف که ممکن است بصورت جزیی تیره شده باشد آزمون تاییدی (کوآگولاز) انجام شود.



شکل ۳۹- محیط BP

آزمون کواگولاز

انتقال کلنی به محیط *Brain- heart infusion broth*

↓
۴ تا ۶ h / ۳۷ ° C

انتقال ۰/۱ ml از سوسپانسیون فوق به لوله استریل ۱۰×۷۵ میلی متر + ۰/۳ ml پلاسمای خرگوش


↓
۴ تا ۶ h / ۳۷ ° C

بررسی تشکیل لخته

اگر نتیجه منفی بود تا مدت زمان ۱۸ تا ۲۴ ساعت نگهداری شود

↓

آزمایش کواگولاز در صورتی مثبت است که لخته تشکیل شود




شکل ۴۰- آزمون کواگولاز


۱۰-۴ شمارش کپک‌ها و مخمرها

تهیه سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری
۱۰ گرم نمونه + ۹۰ ml محیط کشت سوسپانسیون

تلقیح به محیط YGC

اگر احتمال وجود کپک و مخمر در نمونه کم باشد با استفاده از پیت سترون یک ml از سوسپانسیون اولیه را بر روی سه پلیت (۹۰ میلی متری) حاوی محیط انتقال داده (رقت 10^{-1}) در صورت نیاز، رقت 10^{-2} و رقت‌های بعدی تکرار می‌شود. نمونه‌ها به کمک میله شیشه‌ای در سطح محیط کشت پخش می‌شوند سپس به مدت ۱۵ دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار می‌گیرند تا مایع کشت داده شده جذب محیط کشت شود. از روش کشت آمیخته نیز می‌توان استفاده کرد اما در این حالت باید حتماً همخوانی نتایج در مقایسه با روش سطحی مورد اعتبار سنجی قرار بگیرد، همچنین در این روش، تمایز بین کپک‌ها و مخمرها به سختی امکان پذیر است. روش سطحی به دلیل برقراری حداکثر تماس سلول با اکسیژن هوا، نتایج دقیق تری را ارائه می‌کند (گرمخانه گذاری در دمای 25 ± 1 درجه سلسیوس به مدت زمان ۵ روز)





شکل ۴۱- محیط کشت YGC

۱۱ بیان نتایج

۱-۱۱ جستجوی سالمونلا

نتایج آزمون بر اساس وجود یا عدم وجود سالمونلا در مقدار مشخصی آزمون بر حسب X گرم یا X میلی لیتر فرآورده گزارش می شود.

۲-۱۱ جستجوی و شمارش اشیریشیا کلی

نتایج آزمون بر اساس وجود یا عدم وجود احتمالی اشیریشیا کلی در مقدار مشخصی آزمون بر حسب X گرم یا X میلی لیتر فرآورده گزارش می شود.

۳-۱۱ شمارش کپک و مخمر

برای بیان نتایج به استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ مراجعه شود.

۴-۱۱ جستجوی و شمارش استافیلوکوک کواگولاز مثبت

برای بیان نتایج به استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۰۶ قسمت های اول تا سوم مراجعه شود.

۱۲ گزارش آزمون

باید دارای آگاهی های زیر باشد:

۱-۱۲ مشخصات کامل نمونه مانند نوع و مقدار نمونه

۲-۱۲ تاریخ و محل نمونه برداری

۳-۱۲ تاریخ ارسال نمونه به آزمایشگاه

۴-۱۲ تاریخ انجام آزمون

۵-۱۲ روش آزمایش مطابق با استانداردهای ملی ایران


۶-۱۲ بیان نتایج آزمون

۷-۱۲ سایر اطلاعات مربوط به روش آزمون

۸-۱۲ نام، نام خانوادگی و امضای آزمایش کننده

پیوست الف انواع استاندارد

الف-۱- استانداردها با موضوعات مختلف در زمینه‌ها و سطوح متفاوت تهیه می‌شوند. ارتباط بین جنبه، رشته و سطح استاندارد در نمودار زیر نمایش داده شده است.



الف-۲- سطح استاندارد

استانداردها دارای سه سطح کلی می‌باشند که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
الف- استانداردهای کارخانه ای، این گونه استانداردها توسط کارخانجات و به منظور استفاده در همان واحد تدوین می‌شود. در تدوین استاندارد کارخانه ای ضمن بررسی شرایط داخلی کارخانه باید شرایط و عوامل خارجی از قبیل مواد اولیه و منابع تهیه آن، چگونگی تهیه تجهیزات، بازاریابی و رقابت، نیاز مشتری و امثال آن باید مورد توجه قرار گیرد.

ب- استانداردهای ملی (مانند ISIRI, BS, BIS ASTM و ...)، این گونه استانداردها به وسیله سازمان استاندارد در یک کشور که به عنوان مقام ذی صلاحی برای این کار شناخته شده است، تهیه می‌شود. در تدوین این استانداردها تمامی افراد ذی نفع از قبیل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، اعضای مراکز علمی و

فنی، مراکز تجاری کارشناسان مرتبط از سازمان ها یا مراکز دولتی و امثال آن شرکت دارند.
پ- استانداردهای منطقه ای (مانند استانداردهای اتحادیه اروپا CEN)، عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، سیاست، شکل تولید و مصرف و امثال آن برخی از کشورها را بر آن داشته تا مشترکا مبادرت به تدوین استانداردهای منطقه‌ای نمایند.

ت- استانداردهای بین المللی (ISO)، هدف از تدوین استانداردهای بین المللی حفظ و نگهداری پیشرفت های فنی در یک سطح معین در تمام دنیا و طرح و ارائه تکنولوژی های پیشرفته در این استانداردها و انتقال آن به استانداردهای ملی با توجه به نیاز و موقعیت زمانی کشورها از نظر توسعه فنی و صنعتی می باشد.

الف-۳- جنبه استاندارد

در راستای رشد و تکامل دانش بشری جنبه های مختلف استاندارد نیز گسترش یافته و می تواند موضوعات مختلفی را شامل شود.

الف- استاندارد های ویژگی

ب- استاندارد های روش آزمون

پ- استانداردهای آیین کار

ت- استانداردهای ایمنی

ث- واژه نامه

ت- سایر استانداردها (شامل طبقه بندی، بازرسی و نمونه برداری، بسته بندی، حمل و نگهداری، راهنما و ...)

الف-۴- اجرای استاندارد

استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

الف- استانداردهای اجباری، شامل استانداردهایی می باشد که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت، محیط زیست و یا تجارت خارجی (صادرات و واردات) بوده و به صورت قانونی از نظر اجرا اجباری اعلام می شوند.

ب- استاندارد های تشویقی، شامل استانداردهایی است که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و هم چنین علاقمندی و موافقت خود، داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد.

متن کامل استانداردهای ملی ایران از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس زیر و لینک «استانداردهای ملی» در دسترس می باشد.

www.isiri.gov.ir

پیوست ب

مفاهیم مورد استفاده در کنترل کیفیت

- ب-۱- نمونه (Sample) یک یا چندین قلم، قطعه یا واحد که از یک جامعه یا مجموعه یا محموله انتخاب می شوند را نمونه گویند.
- ب-۲- حجم نمونه (Sample Size) مقدار مواد یا تعداد اقلام یا واحدهای تشکیل دهنده یک نمونه را، حجم نمونه گویند.
- ب-۳- نمونه برداری (Sampling) رویه ای است که بر طبق آن از جامعه یا محموله مورد بررسی بخش یا بخش های کوچکی انتخاب می شود تا بر اساس نتایج حاصل از بازرسی آن ها بتوان در مورد کل جامعه یا محموله قضاوت کرد.
- ب-۴- بازرسی (Inspection) مجموع بررسی ها، اندازه گیری و آزمون هایی است که جهت مقایسه مشخصات مواد محصولات نیمه ساخته و محصولات تمام شده با مشخصات فنی یا استانداردها انجام می گیرد.
- ب-۵- درستی (Accuracy) نزدیکی نتیجه اندازه گیری یک کمیت با مقدار واقعی آن کمیت است.
- ب-۶- دقت (Precision) نزدیکی بین جواب های تکراری حاصل از چند آزمایش بر روی یک نمونه است.
- ب-۷- تجدید پذیری (Reproducibility) نزدیکی میزان مقادیر بدست آمده از آزمون ها بر روی یک نمونه است در شرایطی که روش، آزمایش کننده، تجهیزات، محل و شرایط و زمان متفاوت باشد.
- ب-۸- تکرار پذیری (Repeatability) نزدیکی مقدار نتایج اصل از یک آزمایش در شرایطی است که شرایط اندازه گیری، تجهیزات، آزمایش کننده و محل همگی یکسان باشد.
- ب-۹- رواداری (Tolerance) حداکثر میزان انحراف قابل قبول برای یک کالا از اندازه خود (حداکثر خطای قابل قبول در یک اندازه گیری)

پیوست پ (اطلاعاتی)

پ-۱ مدیر کنترل کیفیت و آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی
مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی فردی است که صلاحیت وی طبق آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید سازمان ملی استاندارد و یا اداره کل استاندارد استان، پروانه تایید صلاحیت دریافت می‌نماید.

مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی طبق آیین نامه مذکور، علاوه بر انجام وظایف خود از جمله حضور تمام وقت در یک نوبت کاری و بازرسی، کنترل و نظارت کامل بر مواد اولیه، شرایط فرآورده حین ساخت، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید و یا خدمت و سایر وظایف و موارد ذکر شده، موظف است نتایج آزمون نمونه های تولید شده در کارخانه را روزانه ثبت نموده و به صورت کتبی ماهیانه (حداکثر تا پایان هفته اول ماه بعد) به اداره کل استاندارد استان (با امضاء مدیر کنترل کیفیت و مدیر عامل کارخانه) ارسال نماید.

عدم انجام هر یک از وظایف مدیر کنترل کیفیت و تخطی شغلی و قانونی او طبق آیین نامه ذکر شده می تواند منجر به اعمال تنبیهاتی به ترتیب شامل: تذکر شفاهی به عنوان کمترین و **ابطال دایم پروانه** به عنوان بیشترین، برای مدیر کنترل کیفی اجرا شود.

یادآوری می گردد در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت واحد مربوطه، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است نسبت به احراز شرایط فرد معرفی شده و تأیید صلاحیت وی اقدام نماید.

برای اطلاع از وظایف، قوانین، تخلفات، تنبیهات و سایر موارد مهم، به آخرین و جدیدترین "آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت" موجود در سایت سازمان ملی استاندارد www.isiri.gov.ir مراجعه شود.

پ-۲ خلاصه ای از دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

پ-۱-۲-۱ درجه بندی نواقص موجود در کالاهای تولیدی
بر اساس دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)، نواقص موجود در کالاهای تولید شده به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌گردند:

پ ۲-۱-۱-۱ نقص بحرانی:

نقص موجود در یک محصول است که برای افرادی که از آن استفاده یا نگهداری می‌کنند، خطرناک بوده و یا وضعیت ناامنی را به وجود آورد.

پ ۲-۱-۲ نقص عمده:

نقصی است متفاوت با نقص بحرانی که فقدان را به وجود آورده یا به نحو قابل ملاحظه ای امکان استفاده از کالای مورد نظر را برای منظور خاص، کاهش می‌دهد.

پ ۲-۱-۳ نقص جزئی:

نقصی است جدا از نقایص بحرانی و عمده که امکان استفاده از محصول مورد نظر را برای منظور خاص کاهش نمی‌دهد یا آنکه اختلاف آن با مشخصات فنی به میزانی است که کارایی آن کالا را چندان کاهش نمی‌دهد.

نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌ها به پیوست می‌باشد.

پ ۳- نحوه برخورد کالاهای تولید شده نامنطبق با استاندارد مربوطه

در صورتی که در نتایج آزمون فرآورده نمونه برداری شده، هر یک از نواقص فوق مشاهده شوند، امتیاز منفی به شرح جدول زیر (جدول ۱) به واحد تولیدی تعلق گرفته و ادارات کل استاندارد استان بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره (از هنگام صدور و یا تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد برای هر محصول و هر واحد تولیدی مورد نظر در مدت اعتبار تعیین شده) تصمیماتی را به شرح مندرج در جدول ۲ اتخاذ می‌نمایند.

جدول ۱- امتیازات منفی نواقص موجود در فرآورده

| نوع نقص | امتیاز منفی |
|---------|-------------|
| بحرانی | ۳۰ |
| عمده | ۱۵ |
| جزئی | ۵ |

جدول ۲- اقدامات اجرایی بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره

| جمع امتیاز منفی | اقدام اجرایی |
|-----------------|---|
| ۱۵ | تذکر کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص |
| ۳۰ | اخطار کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص |
| ۶۰ | مطابق بند ۱-۲ |
| ۹۰ | مطابق بند ۲-۲ |
| ۱۲۰ | مطابق بند ۳-۲ |

پ-۳-۱ در صورتیکه جمع امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۶۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط به واحد بصورت کتبی اخطار داده و در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علایم آنها ارجاع می دهد.

پ-۳-۲ در صورتیکه جمع امتیاز منفی گزارش نتیجه یک آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۹۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون دو نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علائم برای تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی اقدام می کند. در صورت تعلیق یا ابطال پروانه، آن اداره کل واحد مربوط را ملزم به عدم تولید (در ارتباط با استانداردهای اجباری) و یا عدم عرضه کالا با علامت استاندارد ایران (در ارتباط با استانداردهای تشویقی) نموده و مراتب را به ادارات کل استاندارد سایر استانها منعکس می کند.

پ-۳-۳ در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون و یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۱۲۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون سه نمونه

برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علایم برای ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اقدام نموده و در صورت ابطال پروانه، موضوع را از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم می‌رساند.

یادآوری ۱- رفع تعلیق و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، در صورت رفع کلیه نقایص و انطباق با موازین استاندارد ملی مربوط و احراز کلیه شرایط مندرج در دستورالعملهای مرتبط صورت می‌گیرد.

یادآوری ۲- انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در جدول ۲، نافی و مانع یکدیگر نمی‌باشد و تنها ملاک هر یک از اقدامات رسیدن به حد نصاب امتیاز منفی ذکر شده در بندهای مذکور است.

منبع: دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)

پیوست ت

نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان
طبق استاندارد ملی ایران ۱۸۱۰-۲۹۴۶-۶۸۰۶ قسمت اول-۱۰۸۹۹ قسمت سوم

| درجه اهمیت | شرح آزمون | ردیف |
|------------|-------------------------------------|------|
| بحرانی | اشرشیا کلی | ۱ |
| بحرانی | استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولا ز مثبت | ۲ |
| بحرانی | سالمونلا | ۳ |
| بحرانی | کیپک و مخمر | ۴ |